

PHILIPS

AVENT



ערכת התחלה משאבה
חשמלית כפולה

Hands-free

מדמה את קצב השתייה של התינוק

חופש בעת הביטוי

קל לשימוש, לניקוי ולהרכבה

התאמה קלה, לכולם



SCD553/11

פני את ידיך. פני את זמנך.

התאמה מושלמת ל-99% מהאימהות

התכונות לתינוק עם ערכת ההתחלה של משאבת חלב חשמלית כפולה ללא שימוש בידים. היא מגיעה עם כל התכונות הנדרשות לשאיבה, לאחסון חלב אם ולהזנת התינוק מהיום הראשון, כולל שסתומי פטמה ותוספות, רפידות, בקבוקים ותיקים לאחסון.

יתרונות נוספים

- כל מה שצריך לאחסון, להאכלה ועוד

חופש תנועה בזמן השאיבה

- לזוז בחופשיות עם כוסות איסוף קלות במיוחד
- נוחות בלבישה לתנועה מירבית

מדמה את קצב השתייה של התינוק

- שאיבה אפקטיבית* עם קצב שמחקה את הקצב של התינוק
- שאיבה שקטה בעוצמת מכשור רפואי

קל ופשוט לניקוי, הרכבה ושימוש

- לעקוב בקלות אחר קצב השאיבה עם כוסות איסוף שקופות לחלוטין
- התאמה אישית של השאיבה
- מעט חלקים – קל לנקות ולהרכיב

התאמה קלה, לכולם

- הטווח השלם של גדלים לשסתומי השאיבה ולתוספים

Highlights

מדמה את קצב השתייה של התינוק



התינוקות יודעים לשתות הכי טוב! לכן משאבת החלב שלנו, ללא שימוש בידיים, מחקה את קצב השתייה הטבעי שלהם - כדי שתוכלו למצוא את הקצב שלכם משאבת Philips Avent לשאיבה אפקטיבית* ומיטבית. משאבת שואבת עד 85 פעמים בדקה, מהירה פי 2 Hands-Free שואבת עד 85 פעמים בדקה, מהירה פי 2 Hands-Free **מרבית המשאבות האחרות

מנוע בעוצמת מכשור רפואי



יחידת המנוע שקטה כמעט לחלוטין ומספקת עוצמה ברמה של מכשור רפואי, כמו במשאבות החלב המסורתיות, אבל בגודל לביש וקומפקטי. עם סוללה נטענת, יחידת המנוע האלחוטית שואבת בעוצמה ובדיסקרטיות בכל מקום.

ייחודיים SkinSense שסתומי



מסיליקון SkinSense שסתומי השאיבה הייחודיים של עוצבו כדי לספק נוחות מירבית, ומתאימים בדיוק לשד בעזרת חום הגוף הטבעי. שסתומי השאיבה מיוצרים סיליקון המתאים לשימוש עם מזון, לראש שקט לחלוטין.

מתאים ל-99% מהאימהות



אנחנו תומכים בתחושה טובה לכל האימהות, והתאמה מדויקת היא חלק חשוב בזה. ערכת ההתחלה כוללת את כל טווח הגדלים של שסתומי השאיבה והתוספים, שמתאימים ל-99% מהאימהות, לנוחות מושלמת בשאיבה.

הקולקצייה השקופה



כוסות האיסוף השקופות מספקות זווית מבט שאין לה תחליף. הן מסייעות במיקום הפטמה לתפוקת החלב הטובה ביותר, ומסייעות במעקב אחר כמות חלב האם. לשאיבה בטוחה מהטיפה הראשונה עד הסוף.

כוסות איסוף קלות במיוחד



כוסות האיסוף שוקלת קצת מעל 100 גרם כשהן ריקות פעמים קלות יותר ממשאבה לבישה מלאה. x3 - עד הכוס יושבת בנוחות בתוך החזייה, וכמעט אי אפשר לדעת שהיא שם.


להתלבש בדרך שתבחרו



המשאבה שלנו מגיעה עם רצועות נשיאה קלועה ותפס חיצוני ללבישת יחידת המנוע כתיק צד, או בצמוד לחגורה. עם החופש ללבוש אותה בכל דרך שתמצאו תישארו בזרימה והשליטה תישאר בידיכם. השתמשו במצמיד הצינורי ובמתאם הרצועה כדי להתאים בדיוק את הציוד.

Highlights

שאיבה מותאמת אישית



לקבל את המירב מכל שאיבה עם 8 רמות יניקה לגירוי זרימת החלב ו-16 רמות יניקה לשאיבה. אפשר לכוון תוך כדי השאיבה, ועם זיכרון אוטומטי להגדרות הטובות ביותר, אפשר לשאוב בכל רגע.

קל לנקות ולהרכיב



עיצבנו את המשאבה ואת האביזרים שלנו כך שיהיו פשוטים ככל האפשר. עם מספר קטן של חלקים מתחברים, קל לפרק את כוס האיסוף, לנקות אותה (ידינית או במדיח), לחטא ולהרכיב בחזרה.

הפריטים החיוניים בערכת ההתחלה



בואו לחוות נוחות וגמישות עם מוצרי ההאכלה והאחסון שבערכת ההתחלה, שעוצבה במיוחד כדי להתאים בקלות לשגרה הקיימת שלכם. לנוחות מוגברת, הערכה כוללת גם חמישה זוגות של רפידות הנקה.

Specifications

חשמל

(מתאם לא כלול) USB-C / מקור: סוללה נטענת

חומר

כוס, מכסה קדמי, כיסוי מגן לפטמות: פוליפרופילן
מגן פטמות, ממברנה, שסתום, תוסף: סיליקון נזלי
צינורית סיליקון: סיליקון

מה כלול

10 pcs רפידת הנקה חד-פעמית: 10
25 pcs שקיות חלב אם: 25
יחידה אחת: USB-C כבל
נרתיק: יחידה אחת
כבל לנשיאה: יחידה אחת

מצמיד צינורי: יחידה אחת
יחידת מנוע נטענת (עם תפס נשלף): יחידה אחת
'כוס איסוף (מורכבת): 2 יח
'צינוריות סיליקון: 2 יח
'מכסה (אבק) מגן פטמות: 2 יח
(Flow עם 2 פטמות) בקבוק תגובה טבעית 125 מ"מ
יחידה אחת
כרטיס מידות פטמה: יחידה אחת
תוספים (15 מ"מ, 17 מ"מ, 19 מ"מ, 26 מ"מ): 2
יחידות לכל מארז
שסתום שאיבה (21 מ"מ, 24 מ"מ, 28 מ"מ): 2 יחידות
לכל מארז

קל לשימוש

השימוש במשאבת החלב: קלה לשימוש, פשוטה לניקוי ולהרכבה

פונקציות

גמישות בתנועה: שאיבה ללא שימוש בידים
הגדרות להתאמה אישית: 16 רמות יניקה במצב שאיבה, 8 רמות יניקה במצב גירוי
טעינה מלאה, USB-C / יחידת המנוע: סוללה נטענת של הסוללה נמשכת עד 1.5 שעות ומחזיקה מעמד למשך בערך 5 שאיבות
מפרטי תוסף ומגן פטמות: מספר גדלים זמינים לקבלת ההתאמה הטובה ביותר



היעילות יחסית לביצועים הטכניים של המוצר.
התייחסות לתדירות השאיבה של המשאבה.*