

PHILIPS

AVENT



Dubbele elektrische
starterset

Hands-free

Bootst het drinkritme van baby's
na

Vrijheid tijdens het kolven

Eenvoudig te gebruiken, schoon
te maken en in elkaar te zetten

Inclusieve, naadloze pasvorm



SCD553/11

Hou je handen vrij en maak tijd vrij.

Perfect voor 99% van de moeders

Bereid je voor op de gezinsuitbreiding met de handsfree dubbele elektrische borstkolf starterset. Deze set biedt alles voor het afkolven en bewaren van moedermelk en het voeden van je baby vanaf de eerste dag, inclusief borstschildjes, inzetstukken, kompressen, flesjes en bewaarzakken.

Andere voordelen

- Alles wat je nodig hebt voor opslag, voeding en meer

Fysieke vrijheid tijdens het kolven

- Beweeg je vrij met de ultralichte opvangcups
- Draagbaar comfort voor maximale bewegingsvrijheid

Bootst het drinkritme van baby's na

- Kolf effectief* met een ritme dat het ritme van je baby nabootst
- Geluidloos kolven op ziekenhuisniveau

Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

- Houd de melkstroom in de gaten met de volledig transparante opvangcups
- Personaliseer je kolfsessie
- Minder onderdelen dus eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken

Inclusieve, naadloze pasvorm

- Siliconen schildjes vormen zich naar je borsten

Kenmerken

Bootst het drinkritme van baby's na



Baby's weten zelf het beste hoe ze moeten drinken! Daarom bootst onze handsfree elektrische borstkolf hun natuurlijke drinkritme na, zodat jij je eigen ritme kunt vinden voor effectief* kolven en een optimale melkproductie. Met tot wel 85 kolfbewegingen per minuut is de Philips Avent handsfree borstkolf 2 keer sneller dan de meeste andere kolfsets**.

Motor van ziekenhuissterkte



De bijna geruisloze motorunit levert de kracht die je verwacht van een traditionele borstkolf, maar dan in een compact en draagbaar apparaat. Dankzij de oplaadbare batterij en de draadloze motorunit kun je overal krachtig en discreet kolven.

Unieke SkinSense-schildjes



Onze unieke siliconen SkinSense-borstschildjes zijn ontworpen voor ultiem comfort en vormen zich zacht rond je borsten door middel van de natuurlijke warmte van je lichaam. De borstschildjes zijn gemaakt van voedselveilige siliconen.

Geschikt voor 99% van alle moeders



Wij willen dat iedere moeder zich op haar best voelt. De juiste pasvorm is daar een essentieel onderdeel van. Deze starterset bevat ons volledige assortiment borstschildjes en kussentjes, die geschikt zijn voor 99% van alle moeders voor een ultiem comfort tijdens het kolven.

Transparante opvangcups



De transparante opvangcups bieden een onbelemmerd zicht op de binnenkant. Ze helpen je tepels op de juiste manier te plaatsen voor de

beste melkafgifte en zorgen ervoor dat je visueel het volume moedermelk kunt bijhouden. Zo kolf je vol zelfvertrouwen, van de eerste tot de laatste druppel.

Ultralichte opvangcups



Een lege opvangcup weegt iets meer dan 100 gram. Dat is tot 3 keer lichter dan een volledig draagbare borstkolf. De cup zit comfortabel in je bh, waardoor je nauwelijks merkt dat je hem draagt.


Draag hem op jouw manier



Onze pomp wordt geleverd met een gevlochten draagkoord en een kledingklep, waarmee je de motor over het lichaam of aan je broek kunt dragen. Zo heb je de vrijheid om hem op jouw manier te dragen. Blijf je ding doen, in de wetenschap dat je al je behoeften bij de hand hebt. Gebruik de slangkoppeling en koordversteller om je pasvorm nauwkeurig af te stemmen.

Kenmerken

Personaliseerbaar



Haal het maximale uit elke kolfsessie, dankzij de 8 zuigniveaus om de melkstroom te stimuleren en 16 zuigniveaus om de melk af te kolven. Je kunt tijdens het kolven fijnafstellen en omdat je ideale instelling automatisch wordt onthouden, is je kolf altijd klaar voor gebruik.

Eenvoudig schoon te maken en te monteren



We hebben onze pomp en accessoires zo eenvoudig mogelijk ontworpen. Met slechts een paar verbindingsstukken is elke opvangcup in een handomdraai uit elkaar te halen, schoon te maken (met de hand of in de vaatwasser), te desinfecteren en weer in elkaar te zetten.

Basisbenodigdheden starterset



Ervaar gemak en flexibiliteit met de voeding- en bewaarproducten van de starterset, die zo zijn ontworpen dat ze naadloos in je routines passen. Voor extra comfort bevat de set ook vijf paar borstkompressen.

Specificaties

Vermogen

Bron: Oplaadbare batterij/USB-C (adapter niet meegeleverd)

Materiaal

Cup, beschermkapje, beschermhoes voor borstbeschermer: Polypropyleen
Borstbeschermer, membraan, ventiel, inzetstuk: Vloeibare siliconen
Siliconen slangetje: Siliconen

Inclusief

Borstkompressen: 10 stk
Bewaarsakken voor moedermelk: 25 stk
USB-C-kabel: 1 x
Etui: 1 x

Draagkoord: 1 x
Slangkoppeling: 1 x
Oplaadbare accu (met afneembare klem): 1 x
Opvangcup (gemonteerd): 2 stuks
Siliconen slangetjes: 2 stuks
Stofbestendige beschermhoes voor borstbeschermer: 2 stuks
Natural Response-fles van 125 ml (4 oz) (met Flow 2-speen): 1 x
Tepelmaatkaart: 1 x
Kussentjes (15 mm, 17 mm, 19 mm, 26 mm): 2 stuks
Borstschildje (21 mm, 24 mm, 28 mm): 2 stuks

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

Functionies

Flexibiliteit in beweging: Handsfree kolven
Persoonlijke instellingen: 16 zuigniveaus in expressiemodus, 8 zuigniveaus in stimulatiemodus
Motoronderdeel: Oplaadbare batterij/USB-C, Het volledig opladen van de batterij duurt tot 1,5 uur en gaat ongeveer 5 kolfsessies mee
Details borstbeschermer en kussentje: Verschillende maten beschikbaar voor de beste pasvorm

