

PHILIPS

AVENT



**Dobbelte
opsamlingskopper**

Hands-free

Efterligner barnets drikkerytme

Frihed, mens du udmalker

Nem at anvende, rengøre og
samle

Inklusiv, problemfri pasform



SCF439/01

Praktisk brug hjemme og på farten

Opsamlingskopper til håndfri pumpning

Uanset om det er hjemme, på farten eller tilbage på arbejdet, kan et ekstra par håndfri opsamlingskopper gøre pumperutinen enklere og mere effektiv. 4 stk. SkinSense silikonebrystskjolde og 2 stk. skjoldindsatse medfølger.

Andre fordele

- Til Premium, Advanced og håndfri elektriske brystpumper

Fysisk frihed, mens du udmalker

- Bevæg dig frit med de meget lette opsamlingskopper

Efterligner barnets drikkerytme

- Effektiv* udmalkning, der efterligner barnets rytme

Nem at anvende, rengøre og samle

- Registrer mælkestrømmen med de helt gennemsigtige opsamlingskopper
- Nem at rengøre og samle med få dele

Inklusiv, problemfri pasform

- Find den perfekte pasform på sekunder
- Silikoneskjolde former sig skånsomt efter dine bryster
- Det komplette udvalg af brystskjolde og indsatsstørrelser

Vigtigste nyheder

Efterligner barnets drikkerytme




Barnet ved bedst, hvordan det drikker! Derfor efterligner vores håndfri elektriske brystpumpe barnets naturlige drikkerytme – så du kan finde din egen rytme for effektiv* udmalkning og optimal mælkemængde. Brystskjolde og skjoldindsatser i den rigtige størrelse understøtter din udpumpning med en sikker og behagelig pasform hele vejen igennem.

Unikke SkinSense-skjolde



Vores unikke SkinSense silikonebrystskjolde er designet til ultimativ komfort, og former sig blødt omkring dine bryster ved hjælp af din krops naturlige varme. Brystskjoldene er lavet af fødevarergodkendt silikone for at give fuldstændig ro i sindet.

Overskuelig opsamling



De gennemsigtige opsamlingskopper gør det muligt, at se indholdet. De hjælper dig med at placere dine brystvorter korrekt for at opnå den

bedste mælkeproduktion, og se mængden af modermælk. Til tryk pumping fra første til sidste dråbe.

Met let opsamlingskop




En opsamlingskop vejer kun lidt over 100 gram, når den er tom – op til 3 gange lettere end en fuldt bærbar brystpumpe. Kopperne placeres komfortabelt og næsten usynligt i bh'en.

Størrelsestabel for brystvorter



Brug størrelsestabelen for brystvorter til at finde din ideelle størrelse på brystskjold og skjoldindsatser, hvis du bruger dem. Måling tager kun et øjeblik, og med et udvalg, der passer til 99% af mødre, har vi sørget for din komfort og sikre pasform.

Nem at rengøre og samle



Vi har designet vores pumpe og tilbehør til at være så enkle som muligt. Med kun nogle få dele at samle er opsamlingskopperne nemme at skille ad, rengøre (i hånden eller i en opvaskemaskine), desinficere og samle igen.

Ekstra kompatibilitet



Disse håndfri opsamlingskopper kan bruges sammen med Philips Avent Premium Elektrisk brystpumpe, Advanced Elektrisk brystpumpe og håndfri elektrisk brystpumpe. Udsiftning af kopper tager kun nogle få sekunder.

Passer til 99 % af alle mødre



Vi hjælper alle mødre med at føle sig godt tilpas, og at have den rigtige pasform er en væsentlig del af det. Dette startsæt omfatter hele vores udvalg af brystskjolde og skjoldindsatser, der passer til 99 % af alle mødre for at give ultimativ komfort under pumping.

Specifikationer

Materiale

Kop, fronthætte, overtræk til brystskjold:

Polypropylen

Brystskjold, membran, ventil, indsats: Flydende silikone

Silikonerør: Silikone

Hvad følger med

Opsamlingskop (samlet): 2 stk.

Silikoneslange: 2 stk.

Overtræk (støv) til brystskjold: 2 stk.

Brystskjold (21 mm, 24 mm): 2 stk. hver

Indsats 19 mm: 2 stk.

Brugervenlig

Brystpumpebrug: Nem at anvende, rengøre og samle

Funktioner

Fleksibilitet i bevægelse: Håndfri pumpning

Specifikationer for brystbeskytter og indlæg:

Flere størrelser til rådighed for den bedste pasform

