

PHILIPS

sonicare

Pakke med 4
børstehoveder

Premium All-in-One

Fjerner 20 gange mere plak*

100 % hvidere tænder på 2
dage***

Op til 15 gange sundere tandkød
på seks uger*

Blød



HX9094/87

Børstehovedet til komplet pleje

Op til 20 gange bedre bekæmpelse af plak*

Oplev det bedste fra Philips Sonicares elektriske tandbørster med dette ekstra alt-i-et-børstehoved. Med effektiv fjernelse af plak og misfarvninger samt sundere tandkød starter din komplette mundpleje lige her.

Omtanke for miljøet

- Fremstillet af 70 % biobaseret plast**
- Papirbaseret genbrugsemballage

Nem at bruge på alle måder

- Børst effektivt med BrushSync-påmindelser
- Passer til alle Philips Sonicare-håndtag, der kan klikkes på

Det bedste fra Sonicare

- Dokumenteret effektiv mundpleje

Den bedste Sonicare-ydeevne

- Fjerner op til 20 gange mere plak end en manuel tandbørste
- Op til 100 % mere effektiv fjernelse af misfarvninger på to dage***
- Op til 15 gange sundere tandkød på seks uger*
- Dokumenteret Sonicare-teknologi

Premium All-in-One

Pakke med 4 børstehoveder

HX9094/87

Vigtigste nyheder

Vores bedste plakfjernelse



Alle børster forskelligt, så vi har designet dette børstehoved med flervinklede børstehår for at gøre plakfjernelse så effektiv som muligt, uanset din teknik. Vores alt-i-ét-børstehoved giver banebrydende børstning og fjerner op til 20 gange mere plak end en manuel tandbørste, selv på steder, der er vanskelige at nå.

Hvidere og lysere, hurtigt



Vores alt-i-ét-børstehoved har trekantede børstehår, der øger overfladekontakten og fjerner pletter mere effektivt. Resultaterne taler for sig selv med op til 100 % mere effektiv fjernelse af misfarvninger på mindre end to dage.***

Ekstra pleje til tandkødet




Sidebørstehårene på dette børstehoved er ekstra lange, så tandkødslinjen børstes, selv når du fokuserer på dine tænder. Resultatet er op til 15 gange sundere tandkød på seks uger.*

Pålidelig Sonicare-børstning



Oplev børstning som foretrukket af millioner af brugere. Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med op til 62.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

Klinisk testet



Alle Philips Sonicare-børstehoveder er omhyggeligt designet og klinisk testet. Så du kan være sikker på, at de lever op til den højeste standard inden for kvalitet, sikkerhed og ydeevne.

Påmindelse om udskiftning



Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster BrushSync-teknologi. Den

registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.

Klik på-design




Dette børstehoved er kompatibelt med alle elektriske Philips Sonicare-tandbørster.**** Du skal blot klikke det på eller af, når det skal udskiftes eller rengøres.

Biobaseret plast



Vi arbejder på at reducere brugen af fossilt plast i vores produkter. Derfor er 70 % af den plast, der bruges i dette børstehoved, biobaseret.**

Papirbaseret emballage



Alle vores børstehoveder leveres i papirbaseret emballage, som kan genbruges.

Premium All-in-One

Pakke med 4 børstehoveder

HX9094/87

Specifikationer

Consumer Trade Item

Height: 23.05 cm
Width: 2.57 cm
Length: 6 cm
Net weight: 0.032 kg
Gross weight: 0.05 kg
GTIN: 8720689037389
Country of origin: AT

Ydre æske

Height: 13.8 cm
Width: 14.2 cm
Length: 24.8 cm
Net weight: 0.32 kg
Gross weight: 0.614 kg
GTIN: 18720689037386

Palle

Height: 111.5 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
Net weight: 53.76 kg
Gross weight: 129.002 kg
GTIN: 68720689037381

Design og finish

Fornemmelsen af børsternes stivhed: Blød
Farve: Hvid
Materiale: børstehoved: Blødt, fleksibelt gummi
Børsteindikator: Den blå farve på børstehårene forsvinder
Størrelse: Standard
Smart-børstehovedgenkendelse

Pallet Layer

Height: 13.8 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Kompatibilitet

Børstehovedsystem: Klik på
Ikke egnet til: Philips One
Kompatible tandbørster: Philips Sonicare

Medfølgende dele

Børstehoveder: 4 A3 Premium All-in-One

Kvalitet og ydeevne

Udskiftning: Hver 3. måned
Testet: med henblik på optimal brug
Fremstillet i: Østrig
Fordel: Alt-i-én, Sundt tandkød, Fjernelse af plak, Fjernelse af misfarvninger/blegning

