

PHILIPS

sonicare



Sonisk eltandbørste -
prøveversion

ProtectiveClean 4300

Indbygget tryksensor

1 rengøringsindstilling

1 x BrushSync-funktion



HX6848

Sundere tandkød. Skånsom pleje.

Øg tandkødets sundhed med op til 100 % i forhold til en almindelig tandbørste

Mærk forskellen ved en blid børstning med vores tryksensor, samtidig med at du forbedrer tandkødets sundhed med op til 100 % i forhold til en almindelig tandbørste.

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

- Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Innovativ teknologi

- En høflig påmindelse om at lette trykket
- Patienter får mest muligt ud af deres børstehoveder
- Tilslutter smart børstehåndtag og smarte børstehoveder

Forbedrer patienternes mundhygiejne

- Forbedrer tandkødets sundhed med op til 100 %*
- Fyldninger, kroner eller følsomme områder? Ingen grund til bekymring.

Designet til din patient

- En god måde at vænne sig til ens nye tandbørste
- Tilskyndelse til at børste grundigt

Vigtigste nyheder

Giver sundt tandkød



Tætpakkede børstehår af høj kvalitet giver dig en ekstra skånsom børstning for at fjerne plak langs tandkødsranden for en forbedring af tandkødshygienjen på op til 100 % mere end en manuel tandbørste. Og den specielt buede eldrevne spids gør det nemt at nå tænderne bagest i munden.

Trykker du for hårdt?



Det kan godt være, at patienterne ikke kan mærke, at de børster for hårdt, men deres tandbørste kan godt. Hvis dine patienter går for hårdt til tandkødet, udsender tandbørsten en pulserende lyd for at minde dem om, at de skal slappe lidt af.

Sikker og skånsom




Du kan regne med en sikker tandbørstning: Vores soniske teknologi er egnet til brug på bøjle, fyldninger, kroner og lakeringer, og den kan endda forebygge huller i tænderne og forbedre tandkødets sundhed.

Philips Sonicare-teknologi



Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

Smart-udskiftningspåmindelser




Alle børstehoveder slides med tiden. Men det har vi allerede tænkt på: Vores smarte børstegenkendelsesteknologi registrerer, hvor længe patienterne har brugt deres børstehoved, og hvor hårdt de har børstet. Når det er tid til at udskifte det, fortæller en lampe på håndtaget dem det. På den måde kan de være sikre på, at deres børstehoved altid fungerer godt og gør et fremragende stykke arbejde.

BrushSync-teknologi




En mikrochipteknologi, der registrerer og synkroniserer smart-børstehovedet med smart-håndtaget. Smart-håndtaget og smart-børstehovedet er en stærk kombination, der gør det muligt at sende påmindelser om udskiftning.

Nyttige timere



Vores QuadPacer informerer patienterne, når de har brugt et passende stykke tid på at børste hver del af munden, mens vores Smartimer-funktion fortæller dem, når de har børstet i de anbefalede to minutter.

Easy-start-program



Man skal lige vænne sig til noget nyt. Derfor giver vores nemme startprogram dig mulighed for en nænsom, gradvist stigende børstestyrke de første 14 gange, du bruger din nye tandbørste.

Specifikationer

Strøm

Spænding: 110-220 V

Tekniske specifikationer

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 2 uger

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Energiforbrug: Standby-tilstand uden skærm

<0,5 W

Design og finish

Farve: Mellembå

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser batteristatus

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Børstetid: Op til 2 uger

Udskiftningspåmindelse: Sørger altid for de bedste resultater, Påmindelsesikonet tændes

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 ProtectiveClean

Børstehoveder: 1 G3 Premium Gum Care, 1 InterCare standard, 1 W2c Optimal White kompakt

Oplader: 1

Rensydelse

Sundhedsmæssige fordele: Giver sundere tandkød på blot to uger, Bidrager til at reducere huller

Timer: Quadpacer og Smartimer

Hastighed: Op til 62.000 børstebevægelser/min.

Trykfeedback: Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes

