

PHILIPS

Sonisk elektrisk
tandbørste med app

Series 7900

Advanced

Whitening

Nem tilsluttet tandbørstning

Indbygget tryksensor

Smart børstehovedsgenkendelse

4 indstillinger, 3 intensiteter

HX9631



Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne

Hvidere tænder på 1 uge

Det er svært at opretholde gode børstevaner. Series 7900 hjælper dig mellem tandlægebesøgene. Bliv opmærksom på, hvornår du skal justere dit tryk, ved hjælp af de indbyggede intelligente sensorer, og brug appens statusrapport til at hjælpe dig med at holde fast i de gode børstevaner.

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

- Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste
- Hvidere tænder på blot én uge

Enjoy a stylish and user-friendly design

- Med et USB-opladeretui til rejsebrug kan du oplade hvor som helst
- Nem at oplade og helt igennem stilfuld

Let ExpertClean adapt to your needs

- Giver dig besked, hvis du trykker for hårdt med børsten
- Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes
- Personlig børsteoplevelse
- Giver dig besked, hvis du trykker for hårdt med børsten
- BrushSync vælger automatisk den bedste tilstand for dig

Stay on track with personalized guidance

- Vejledning til at komme i gang og holde fast i de sunde vaner


Vigtigste nyheder

Naturligt hvidere tænder




Klik på W2 Optimal White-børstehovedet for at fjerne misfarvninger på tænderne og afsløre et hvidere smil. Med dets tætpakkede børstehår i midten af børstehovedet til fjernelse af misfarvninger er det klinisk dokumenteret, at tænderne bliver hvidere på blot én uge.

Sig farvel til plak



Tætsiddende børstehår af høj kvalitet fjerner op til 7 x mere plak end en manuel tandbørste.

Indbygget tryksensor



Du bemærker måske ikke, hvis du børster for hårdt, men din ExpertClean gør. Hvis du børster for hårdt, udsender denne intelligente


tandbørste en pulserende lyd. Dette er en påmindelse om at lade dit børstehoved gøre arbejdet. 7 ud af 10 personer syntes, at denne funktion har hjulpet dem med at blive bedre til at børste deres tænder.

Smart børstehovedsgenkendelse



Smarte børstehoveder sikrer, at du bruger den rigtige tilstand og intensitet, så du får den bedst mulige rensning. Hvis du f.eks. bruger G3 Premium Gum Care-børstehovedet, synkroniserer 7900-seriens BrushSync-teknologi automatisk dit børstehoved med Gum Health-tilstanden, så dit tandkød holder sig sundt.

Påmindelse om at udskifte BrushSync




Alle børstehoveder slides med tiden, så du skal holde øje med dem for at sikre, at du stadig får en effektiv rensning. Vores BrushSync-teknologi registrerer, hvor længe du har brugt børstehovedet, og hvor hårdt du har børstet. BrushSync-påmindelsesfunktionen på håndtaget og kort bip giver dig besked, når det er tid til at udskifte det.

4 indstillinger, 3 intensiteter



7900-serien leveres med Clean, White+, Gum Health og Deep Clean+, så du kan opnå den korrekte tandbørstning. Clean-indstillingen er til effektiv daglig rensning, White+ fjerner misfarvninger, Gum Health giver en nænsom, men effektiv rensning af tandkødet, og Deep Clean+ giver dig en forfriskende, grundig rensning. Tre intensiteter giver dig mulighed for at vælge mellem en højere indstilling for at give din rensning et boost og en lavere indstilling til mere følsomme munde.

Indbygget tryksensor



Du bemærker måske ikke, hvis du børster for hårdt, men 7900-serien gør. Hvis du skal gå mindre hårdt til opgaven, udsender håndtaget en pulserende lyd. Det er en påmindelse om at lette på trykket og lade dit børstehoved gøre arbejdet. 7 ud af 10 personer syntes, at denne funktion har hjulpet dem med at blive bedre til at børste tænder.


Series 7900 Advanced Whitening

Sonisk elektrisk tandbørste med app

HX9631/17

Vigtigste nyheder

Statusrapport



7900-serien giver dig den vejledning, du har brug for til at forbedre og fastholde sunde børstevaner mellem dine tandlægebesøg. Indbyggede, smarte sensorer giver dig besked, når du trykker for hårdt med børsten, og ved at slutte din børsteoplevelse til Sonicare-appen

hjælper en personlig statusrapport dig med at holde dig på rette spor, så du kan følge med i, hvor meget du har forbedret dig over tid.

Langtidsholdbart batteri



7900-serien holder i op til to uger på en enkelt opladning ved regelmæssig brug.

Oplad på farten



Nu kan du oplade din tandbørste på farten med det nye opladeretui til rejsebrug. Opladning kan udføres med en USB-port eller stikkontakt.

Series 7900 Advanced Whitening

Sonisk elektrisk tandbørste med app

HX9631/17

Specifikationer

Produktopdatering

Supportperiode: Philips leverer de nødvendige sikkerhedsopdateringer frem til den 31. december 2026.

Tilslutningsmuligheder

Trådløs Bluetooth®-teknologi: App Forbundet tandbørstning

Strøm

Spænding: 110-220 V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage*

Batteritype: Litiumion

Energiforbrug: Standby-tilstand uden skærm <0,5 W

Design og finish

Farve: Sort

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverede tablets

iOS-kompatibilitet: iPad 3. generation eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller højere, med iOS7-operativsystem

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Udskiftningspåmindelse: Sørger altid for de bedste resultater, Påmindelsesikonet tændes

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 7900-serien

Børstehoveder: 4 W2 Optimal White

Rejseetui: Rejseetui til USB-opladning

Oplader: 1

Tandbørsteholder: 1

Renseydelse

Performance: Fjerner op til 7 x mere plak*

Timer: BrushPacer og SmarTimer

Hvidere tænder: Hvidere tænder på blot 1 uge

Trykfeedback: Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

Indstillinger

3 intensiteter: Lav, Mellem, Høj

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Deep Clean+: Giver en forfriskende dybderens

Gum Health: Særlig opmærksomhed omkring kindtænderne

White+: Fjerner misfarvninger på tænderne

Parring af BrushSync-indstilling

W2 Optimal White: Kan parres med White-funktion

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes

BrushSync-teknologi: Opretter forbindelse mellem smart håndtag og, smart børstehoved

Softwaresupport

Softwareopdateringer: Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.

