



DiamondClean 9000

Cordless Power Flosser

Munnskyller + tannbørste

Quad Stream-teknologi

Firkantebølge-teknologi veileder deg



HX3886/43

Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi

Fjerner opptil 99,9 % av plakk* på områder som behandles

Grundig rensing mellom tennene for et sunt tannkjøtt. Den unike Quad Stream-tuppen renser bedre slik at du får en mer effektiv rensing mellom tennene hver gang.

Gir en overlegen rengjøring

- Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

Enkelt og praktisk

- Rask universallading med USB-A til Small Plug-kabel
- Standardspiss for flekkrengjøring

Raskere og mer effektiv rensing mellom tennene


- Ferdig rengjøring på 60 sekunder
- To rensemodi, tre intensitetsnivåer
- Firkantbølge-teknologien veileder deg fra tann til tann
- Quad Stream-teknologi for raskere og mer effektiv rens mellom tennene

La DiamondClean 9000 tilpasse seg etter dine behov

- Egendefinert pusseopplevelse


Høydepunkter

Quad Stream-teknologi



Den unike X-formede Quad Stream-tuppen skiller strømmen i fire vannstråler, som dekker mer område mellom tennene og langs tannkjøttet. Få en raskere, dypere rengjøring uten å måtte bruke tanntråd.

Firkantbølge-teknologi



Rolige vannpulser holder deg i gang og leder deg fra tann til tann i Deep Clean-modus – slik at det blir riktig hver gang.

To modi, tre intensitetsnivåer




Velg rengjøringen som passer til smilet ditt. Clean-modus gir kontinuerlig flyt for effektiv daglig rengjøring. Deep Clean-pulser for grundigere rengjøring. Justerbart intensitetsnivå tilpasses for komfort.

Ferdig rengjøring på 60 sekunder



Få tilgang til områder som er vanskelige å nå, med en dyse som roterer 360 grader, slik at du kan bruke enheten i alle retninger. Få en grundig 360° rengjøring på bare 60 sekunder fra start til slutt.

Rask lading med USB-A til Small Plug-kabel



Praktisk lading med USB-A til Small Plug-kabel. Du kan pusse i opptil 14 dager på bare én lading.

Fire moduser og tre intensitetsnivåer



DiamondClean 9000 leveres med Clean, White+, Gum Health og Deep Clean+ for å oppfylle børstebehovene dine. Clean-modusen brukes til grundig tannpuss hver dag, White+ brukes til å fjerne misfarging, Gum Health gir en skånsom, men effektiv tannpuss av tannkjøttet, og Deep

Clean+ gir deg en oppkvikkende og svært grundig tannpuss. Tre intensitetsnivåer gjør at du kan velge mellom en høyere innstilling for å få en grundigere rengjøring og en lavere innstilling til de som har mer sensitive tenner.

Philips Sonicare-teknologi



Kraftige soniske vibrasjoner pisker opp tannkrem til bobler som bekjemper plakken og driver dem dypt mellom tennene og langs tannkjøttet. Slik får du en måneds manuell tannpuss på bare to minutter.

Standardspiss for flekkrengjøring



En standard enkeltstrøms tupp øker trykket for flekkrengjøring og fjerning av matrester når du trenger det.

Cordless Power Flosser

DiamondClean 9000

HX3886/43

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: Flerspenningslader

Tekniske spesifikasjoner

Strømforbruk: Av-modus <0,3 W, Standby uten skjerm <0,5 W

Utforming og utseende

Farge: Svart

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Dysefeste: Klikkes enkelt av og på

Ytelse

Rengjøring: Rengjør hele munnen på 60–90 sek

Deler som medfølger

Trådløs Power Flosser: 1

F1 standarddyse: 1

Børstehode: 1 – C3

F3 Quad Stream-dyse: 1

USB-ladekabel: 1

DiamondClean 9000: 1

USB-veggadapter: 1

Oppladende glass: 1

USB-reiseveske: 1

Helsefordeler

Plakkfjerning: Fjerner opptil 99 % av plakk på områder som behandles*

Consumer Trade Item

Height: 25.9 cm

Width: 24.5 cm

Length: 12 cm

Net weight: 1.294 kg

Gross weight: 1.589 kg

GTIN: 8720689017084

Country of origin: CN

Harmonized system code: 96032100

Pappkartong

Height: 27.7 cm

Width: 25.8 cm

Length: 37.9 cm

Net weight: 3.882 kg

Gross weight: 5.069 kg

GTIN: 18720689017081

Pallet Layer

Height: 27.7 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Palle

Height: 98.1 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 104.814 kg

Gross weight: 162.123 kg

GTIN: 68720689017086

Power Flosser-moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Deep Clean+: For en oppfriskende, grundig tannpuss

Intensitetsnivåer: 3

