

# PHILIPS

## sonicare



Pakke med 2  
børstehoveder

ProResults

Fjerner dobbelt så meget plak\*

Blød, mellem



HX6012/87

## Børstehovedet til effektiv tandbørstning

Op til 2 gange bedre bekæmpelse af plak\*

Nyd klassisk tandbørstning med dette prisbillige ekstra børstehoved fra Philips Sonicare. Et ideelt børstehoved, som ikke belaster budgettet – der er to grunde til at smile.

### Omtanke for miljøet

- Fremstillet af 70 % biobaseret plast\*\*
- Papirbaseret genbrugsemballage

### Nem at bruge på alle måder

- Passer til alle Philips Sonicare-håndtag, der kan klikkes på
- Børst effektivt med BrushSync-påmindelser

### For optimal ydeevne

- Fjerner op til 2 gange mere plak end en almindelig tandbørste
- Dokumenteret effektiv mundpleje
- Dokumenteret Sonicare-teknologi

# Vigtigste nyheder

## Sig farvel til plak




Oplev essensen af børstning med Philips Sonicare. Børstehovedets konturerede børstehår og W-profil er designet til at passe naturligt til dine tænders form og fjerne op til dobbelt så meget plak end en manuel tandbørste.

## Pålidelig Sonicare-børstning




Oplev børstning som foretrukket af millioner af brugere. Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer tænder og tandkød med op til 62.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

## Klinisk testet



Alle Philips Sonicare-børstehoveder er omhyggeligt designet og klinisk testet. Så du kan være sikker på, at de lever op til den højeste standard inden for kvalitet, sikkerhed og ydeevne.

## Påmindelse om udskiftning



Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster BrushSync-teknologi. Den registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.

## Klik på-design




Dette børstehoved er kompatibelt med alle elektriske Philips Sonicare-tandbørster.\*\*\* Du skal blot klikke det på eller af, når det skal udskiftes eller rengøres.

## Biobaseret plast



Vi arbejder på at reducere brugen af fossilt plast i vores produkter. Derfor er 70 % af den plast, der bruges i dette børstehoved, biobaseret.\*\*

## Papirbaseret emballage



Alle vores børstehoveder leveres i papirbaseret emballage, som kan genbruges.

## Specifikationer

### Design og finish

**Fornemmelsen af børsternes stivhed:** Blød, mellem

**Farve:** Hvid

**Børsteindikator:** Den blå farve på børstehårene forsvinder

**Størrelse:** Standard

**Smart-børstehovedgenkendelse**

### Kompatibilitet

**Børstehovedsystem:** Klik på

**Ikke egnet til:** Philips One

**Kompatible tandbørster:** Philips Sonicare

### Medfølgende dele

**Børstehoveder:** 2 C1 ProResults

### Kvalitet og ydeevne

**Udskiftning:** Hver 3. måned

**Testet:** med henblik på optimal brug

**Fremstillet i:** US

**Fordel:** Sundt tandkød, Fjernelse af plak, Fjernelse af misfarvninger/blegning

