

PHILIPS

sonicare



Sonisk elektrisk
tandbørste med app

ExpertClean 7300

Nem tilsluttet tandbørstning

Indbygget tryksensor

Smart børstehovedsgenkendelse

3 indstillinger, 3 intensiteter



HX9641

Smartteknologi til sund mundpleje

En total rengøring til dine patienters behov.

Philips Sonicare ExpertClean fungerer som dine patienters personlige børstevejledning ved hjælp af intelligent sensorteknologi og statusrapporter, der sporer vaner og giver feedback for at forbedre deres børsteteknik og daglige mundpleje.

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

- Øget overfladekontakt for at eliminere plak
- Bedre tandkødshygiejne for optimering af den generelle sundhed

Forbedrer patienternes mundhygiejne


- Fjerner 10 gange mere plak* for mere grundig tandbørstning
- Op til 7 gange sundere tandkød* på blot 2 uger

Designet til din patient

- 3 indstillinger, 3 intensiteter
- Giver patienter besked om lavt batteriniveau
- For den mest effektive rensning, hver dag
- Vejleder patienterne til at anvende det korrekte tryk
- Vejleder patienter til bedre vaner ved mundhygiejne
- Børstehovederne vælger automatisk de optimale indstillinger

Vigtigste nyheder

Fjerner op til 10 gange mere plak*




Med C3 Premium Plaque Control-børstehovedet får du vores bedste dybderens. Med bløde, fleksible sider følger børstehårene konturen af hver eneste tands overflade, hvilket giver 4 gange bedre overfladekontakt** og fjerner op til 10 gange mere plak fra områder, der er svære at nå*.

Op til 7 gange sundere tandkød*



Klik G3 Premium Gum Care-børstehovedet forbedrer patientens tandkødshygienje. Dets mindre størrelse og børstehårene, der er målrettet tandkødsranden, giver en skånsom og alligevel effektiv rensning langs tandkødsranden, hvor tandkødssygdommene starter. Det er klinisk dokumenteret, at det giver op til 100 % mindre tandkødsbetændelse* og op til 7 gange sundere tandkød på blot to uger.*

Statusrapport



Sensorer sporer og måler patienters børstefærd, mens Philips Sonicare ExpertClean-børstehåndtaget giver øjeblikkelig feedback. Sonicare-appen lagrer og analyserer disse vaner over tid og genererer en statusrapport for at fremme bedre børsteteknik.

3 indstillinger, 3 intensiteter



Med tre børstetilstande (Clean, Gum Health, DeepClean+) og tre intensitetsindstillinger (lav, mellem, høj) kan dine patienter tilpasse deres børsteoplevelse for optimal komfort og komplet rensning. Se specifikationer for mere detaljerede oplysninger om tilstande.

Smart-børstehovedgenkendelse



En mikrochip i børstehovedet synkroniseres med Philips Sonicare ExpertClean-håndtaget. Hvis en patient klikker på et C3 Premium Plaque

Control/Defense/Defence-, G3 Premium Gum Care- eller W3 Premium White-børstehoved, vælger tandbørsten automatisk den optimale børstetilstand og intensitetsniveau. Det eneste, dine patienter skal gøre, er at begynde at børste. Det hjælper patienter med at opnå de bedste indstillinger for optimal ydeevne og deres individuelle behov

Tryksensor



Hvis patienterne anvender for stort tryk, vil den intuitive tryksensor forsigtigt pulsere håndtaget og give patienterne den feedback i realtid, de skal bruge for at anvende et blødere tryk. I en undersøgelse af amerikanske patienter reducerede 7 ud af 10 testede aggressive børstere deres børstetryk ved brug af tryksensoren.****

C3 Premium Plaque Control



Klik C3 Premium Plaque Control er vores blødeste børstehoved til dato. Med bløde, fleksible sider følger børstehårene konturen af hver eneste tands overflade, hvilket giver 4 gange bedre overfladekontakt og fjerner op til 10 gange mere plak fra områder, der er svære at nå*.

Vigtigste nyheder

G3 Premium Gum Care-børstehoved



G3 Premium Gum Care er vores bedste børstehoved til forbedring af tandkødshygienje. Dens kompakte størrelse og målrettede tandbørster giver blid, men effektiv rensning langs tandkødsranden, hvor tandkødssygdomme begynder. Det er klinisk bevist, at det leverer op til 7 gange sundere tandkød* på bare 2 uger.

Udskiftningsbørstehoved



Børstehoveder udviser tegn på slitage efter tre måneders normal brug. Philips Sonicare ExpertClean giver en nøjagtig påmindelse om udskiftning af børstehovedet baseret på, hvor ofte patienterne børster, hvor længe de børster, og hvor meget tryk de bruger. Når det er tid til et nyt børstehoved, fortæller et lys på håndtaget patienterne det, så de fortsat kan opnå de bedst mulige resultater.

Batteriindikator



Når Philips Sonicare ExpertClean er fuldt opladet, har det nok batteri til tre ugers regelmæssig brug. Batteriindikatoren lyser og advarer tydeligt patienterne, når batteriet er lavt og kræver opladning.

Specifikationer

Produktopdatering

Supportperiode: Philips leverer de nødvendige sikkerhedsopdateringer frem til den 31. december 2026.

Tilslutningsmuligheder

Trådløs Bluetooth®-teknologi: App Forbundet tandbørstning

Strøm

Spænding: 110-220 V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage***

Batteritype: Litiumion

Energiforbrug: Standby-tilstand uden skærm <0,5 W

Design og finish

Farve: Hvid og lyseblå

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverede tablets

iOS-kompatibilitet: iPad 3. generation eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller højere, med iOS7-operativsystem

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Udskiftningspåmindelse: Sørger altid for de bedste resultater, Påmindelsesikonet tændes

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 ExpertClean

Børstehoveder: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care

Oplader: 1

Rensedydelse

Performance: Fjerner op til 10 gange mere plak*

Sundhedsmæssige fordele: Op til 7 gange sundere tandkød*

Timer: BrushPacer og SmarTimer

Hastighed: Op til 62.000 børstebevægelser/min.

Hvidere tænder: Hjælper dig med at fjerne

misfarvninger på en naturlig måde

Trykfeedback: Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

Indstillinger

3 intensiteter: Lav, Mellem, Høj

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Deep Clean+: Giver en forfriskende dybderens

Gum Health: Særlig opmærksomhed omkring kindtænderne

Parring af BrushSync-indstilling

C3 Premium Plaque Control: Kan parres med Clean-funktion

G3 Premium Gum Care-børstehoved: Kan parres med Gum Health-funktion

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes

BrushSync-teknologi: Opretter forbindelse mellem smart håndtag og, smart børstehoved

Softwaresupport

Softwareopdateringer: Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.

