

PHILIPS

sonicare



Elektrisk tandbørste
Special Edition

DiamondClean 9000
Series

Tilsluttede apps registrerer status

Indbygget tryksensor

Smart børstehovedsgenkendelse

4 indstillinger, 3 intensiteter



HX9911/89

Et hvidt smil uden besvær

Hvidere tænder på blot 3 dage*

Start hver dag med stil med avanceret Sonicare-teknologi, der giver hvidere tænder og god mundhygiejne. Skånsom mod tandkødet med en tilsluttet app til træning og sporing. Vælg mellem 4 indstillinger og 3 intensiteter for en personlig børsteoplevelse.

Tilpasser sig dine behov

- Tryksensoren giver dig besked, hvis du trykker for hårdt
- BrushSync vælger automatisk den bedste tilstand for dig

Tilpasser sig dine behov

- 4 indstillinger og 3 intensiteter giver en personlig børsteoplevelse

Stay on track with a personalized progress report

- Sonicare-app til at guide og statusrapporter

Stilfuldt, brugervenligt design

- Stilfuldt design giver en førsteklases børsteoplevelse

Hvidere tænder og forbedret mundhygiejne

- Fjern misfarvninger på overfladen, og få hvidere tænder på blot 3 dage*
- Effektiv mod plak, skånsom mod tandkødet
- Avanceret Sonicare-teknologi giver en kraftfuld og alligevel skånsom rensning

Vigtigste nyheder

Hvidere tænder på blot 3 dage*



Øg dit smils hvidhed med avanceret Sonicare-teknologi. Poleringsbørstehår fjerner op til 100 % mere misfarvning end en manuel tandbørste og giver synligt hvidere tænder på blot 3 dage*.

Skånsom mod tandkødet



C3 Premium Plaque Control-børstehovedet er designet til at give dig den dybeste rengøring nogensinde. Bløde, fleksible sider og børstehår bøjer sig perfekt om dine tænders konturer, giver 4x større overfladekontakt og hjælper dig med at nå ind til steder, der er svære at nå***

Førsteklasses børsteoplevelse



Vores DiamondClean 9000 leveres med et enestående ombré-design, der giver en førsteklasses, ergonomisk børsteoplevelse, der passer til din stil. Slankt, kompakt rejseetui i en komplementær farve, der kan bruges overalt, hvor livet fører dig hen.

Avanceret Sonicare-teknologi




Kraftige soniske vibrationer bevæger sig 62,000 gange i minuttet for at drive plakbekæmpende bobler mellem tænderne og langs tandkødsranden. Fjerner op til 10 gange mere plak end en manuel tandbørste.

4 indstillinger/3 intensiteter



Vælg mellem 4 børsteindstillinger: Clean til enestående daglig rengøring, White+ til at gøre smilet lysere, Gum Health til en skånsom, men effektiv rengøring og Deep Clean+ til en forfriskende dybderens. Med tre intensitetsindstillinger fra lav til høj kan du øge ydeevnen eller pleje følsomt tandkød.

Indbygget tryksensor




Du bemærker det måske ikke, hvis du børster for hårdt, men det gør DiamondClean 9000. Hvis du skal gå blidere til værks, udsender tandbørsten en pulserende lyd. Det er en påmindelse om, at du skal lade børstehovedet om udføre arbejdet.

Automatisk BrushSync-parring



Smarte børstehoveder sikrer, at du bruger den rigtige tilstand og intensitet, så du får den bedst mulige rengøring. Når du bruger W3 Premium-børstehovedet, synkroniserer DiamondClean 9000's BrushSync-teknologi automatisk dit børstehoved med White+-tilstanden for at hjælpe med til at gøre dine tænder hvidere.

Sonicare-app



DiamondClean 9000 giver dig den vejledning, du har brug for til at forbedre og fastholde sunde børstevaner mellem dine tandlægebesøg. Indbyggede, smarte sensorer giver dig besked, når du trykker for hårdt med børsten, og ved at tilslutte din børsteoplevelse til Sonicare-appen hjælper en personlig statusrapport dig med at holde dig på rette spor, så du kan følge med i, hvor meget du har forbedret dig over tid.

DiamondClean 9000 Series

Elektrisk tandbørste Special Edition

HX9911/89

Specifikationer

Produktopdatering

Supportperiode: Philips leverer de nødvendige sikkerhedsopdateringer frem til den 31. december 2026.

Tilslutningsmuligheder

Trådløs Bluetooth®-teknologi: App Forbundet tandbørstning

Strøm

Spænding: 110-220 V

Tekniske specifikationer

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage***

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Energiforbrug: Standby-tilstand uden skærm <0,5 W

Design og finish

Farve: Aquamarine

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverede tablets

iOS-kompatibilitet: iPad 3. generation eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller højere, med iOS7-operativsystem

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Udskiftningspåmindelse: Sørger altid for de bedste resultater, Påmindelsesikonet tændes

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 DiamondClean 9000

Børstehoveder: 4 C3 Premium Plaque Control

Rejseetui: 1

Opladeenhed og puck: 1

Renseydelse

Performance: Fjerner op til 10 gange mere plak*

Timer: BrushPacer og SmarTimer

Trykfeedback: Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

Indstillinger

3 intensiteter: Høj, Mellem, Lav

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Deep Clean+: Giver en forfriskende dybderens

Gum Health: Særlig opmærksomhed omkring kindtænderne

White+: Fjerner misfarvninger på tænderne

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes

