

PHILIPS

sonicare



Sonic elektrisk
tannbørste

ProtectiveClean 4300

Innebygd trykksensor

Én rengjøringsmodus

1x BrushSync-funksjon



HX6807

Hvitere tenner. På en skånsom måte.

Gir hvitere tenner på bare én uke.

Føl forskjellen fra en skånsom tannpuss med trykksensor som gir deg hvitere tenner på én uke.

Bevist at den forbedrer munncygiene

- Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater
- Hvitere tenner på bare én uke

Designed around you

- Bli vant til den nye tannbørsten din
- Oppmuntrer deg til å børste grundig

Nyskapende teknologi

- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode
- Philips Sonicares avanserte soniske teknologi
- Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder
- Sier ifra når du trykker for hardt


ProtectiveClean 4300

Sonic elektrisk tannbørste

HX6807/51

Høydepunkter

Naturlig hvitere tenner



Klikk på W2 Optimal White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tett pakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.

Sikker og skånsom



Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.

Philips Sonicare-teknologi



Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

Trykker du for hardt?



Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men den elektriske tannbørsten din gjør det. Hvis du trykker for hardt mot tannkjøttet, lager tannbørsten en pulserende lyd. Dette er en påminnelse om å pusse mer forsiktig.

BrushSync-teknologi



Teknologi med mikrobrikke registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og gir deg smart byttepåminnelse.

Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid. Men BrushSync-teknologien vet nøyaktig hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har pusset. Når det er på tide å bytte børstehode,


kommer det et lite lys på håndtaket, og du hører en kort pipelyd. Dermed kan du være trygg på at børstehodet gjør en god jobb.

Easy-start-program



Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med Easy-start-programmet vårt kan du derfor øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.

Nyttige tidtakere



QuadPacer varsler deg når du har brukt god nok tid på hver del i munnen, og Smartimer varsler deg når du har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.

ProtectiveClean 4300

Sonic elektrisk tannbørste

HX6807/51

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Hvit og mynte

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Børstetid: Opptil to uker

Byttepåminnelse: Sikrer alltid best mulige resultater, påminnesikonet lyser opp

Deler som medfølger

Børstehoder: 2 W2 Optimal White

Lader: 1

Håndtak: 1 ProtectiveClean

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker, Bidrar til å redusere hull

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

To intensiteter: Høy, Lav

Teknologi med Smart-sensor

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

