

PHILIPS

sonicare

Normaalit Sonic-
harjapäät

ProResults

3 kpl/pakkaus

Normaali koko

Napsautettava

Monipuoliseen puhdistukseen

HX6013/10



Ensiluokkaisen tehokas.* Taattua laatua.

Huippulaatua edullisesti

Philips Sonicare ProResults on yksi parhaista harjaspäistämme. Se sopii sekä vanhoihin että uusiin Sonicare-laitteisiin ja tarjoaa huippuluokan Sonicare-puhdistuksen edullisesti.

Harjaspää, joka sopii useisiin varsiin

- Toimii minkä tahansa kiinninapsautettavan Philips Sonicare -hammasharjan kanssa

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Keskeinen osa tehokasta suunhoitoa

Innovatiivinen tekniikka

- Valitsee automaattisesti optimaalisen tilan parasta lopputulosta varten**

Optimoi suorituskyvyn

- Optimoitu Philips Sonicare -suorituskyyky
- Muistutusharjakset varmistavat tehokkaan puhdistuksen
- Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Thorough clean feeling in your mouth

- Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Kohokohdat

Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia



Tämä harjaspää poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Terveempi suu



Kuten kaikki aidot Philips Sonicare -harjaspäät, tämäkin harjaspää on hellävarainen hampaille ja ikenille. Jokaisen harjaspään toimivuus, kestävyys ja laatu on tarkasti testattu.

Kiinninapsautettava harjaspääjärjestelmä



Harjaspää kiinnitetään runkoon ja irrotetaan siitä kätevästi napsauttamalla. Näin harjaspää pysyy jäämäkästi kiinni, ja huolto ja puhdistus on


helppoa. Harjaspää sopii kaikkiin Philips Sonicare -runkoihin PowerUp Battery- ja Essence-malleja lukuun ottamatta.

Optimoitu suorituskyky



Philips Sonicare -hammasharjassa on muotoiltu profiili, joka mukailee hampaiden muotoa ja puhdistaa hankalistakin paikoista.

Muistutusharjakset



Harjaspäät muuttuvat taipuisammiksi ja kuluvat normaalikäytössä muutamassa kuukaudessa. Siniset muistutusharjakset muuttuvat vähitellen valkoisiksi, joten niistä näkee, milloin ne on vaihdettava. Saat parhaan tuloksen vaihtamalla harjaspään kolmen kuukauden välein.

Maksimoitu harjausliike



Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-teknikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

BrushSync™-tilanvalinta



Saat aina parhaan puhdistustuloksen BrushSync™-tilanvalinnan ansiosta**. Philips Sonicare W2 Optimal White -harjaspää toimii BrushSync™-ominaisuudella varustetun Philips Sonicare -kahvan kanssa** ja valitsee optimaalisen puhdistustilan ja voimakkuustason tehokkaalle hampaiden valkaisulle. Sinun tarvitsee vain aloittaa harjaaminen.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

Jämäkät harjakset: M

Väri: Valkoinen

Muistutusharjakset: Vaalenevat siniset harjakset

Koko: Vakio

Yhteensopivuus

Harjaspääjärjestelmä: Napsautettava

Sopii näihin malleihin: HealthyWhite+, 2-sarja plakin ehkäisyyn, 3-sarja ikenien hyvinvointiin,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, lapsille, HealthyWhite, Series 1100, 2100-sarja, Series 3100, ProtectiveClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, Prestige 9900

Ei sovi malleihin: Philips One

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 3 ProResults-harjaspäätä

Laatu ja toimivuus

Varaosat: 3 kuukautta

Testattu: täydellistä käyttöä ajatellen

Terveysedut

Plakin poisto: Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia*

