

PHILIPS

sonicare



Sonisk elektrisk
tandbørste med app

DiamondClean 9000

Nem tilsluttet tandbørstning

Indbygget tryksensor

Smart børstehovedsgenkendelse

4 indstillinger, 3 intensiteter



HX9911

Hvidere og sundere tænder resten af livet

Hvidere tænder på blot 1 dag*

Philips Sonicares bedste blegning med vores mest elegante soniske elektriske tandbørste. Skift til Philips Sonicare.

Enjoy a stylish and user-friendly design

- Nem at oplade og helt igennem stilfuld

DiamondClean users experience improved oral health

- Effektiv mod plak, skånsom mod tandkødet
- Fjern op til 100 % flere misfarvninger* på blot 3 dage
- Fjerner op til 10 gange mere plak* og giver en dybderens
- Misfarvninger forsvinder, og du får et klarere, hvidere smil

Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs

- Personlig børsteoplevelse
- Giver dig besked, hvis du trykker for hårdt med børsten
- BrushSync vælger automatisk den bedste tilstand for dig
- Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes

Stay on track with a personalized progress report

- Kom i gang, og hold fast i de sunde vaner


DiamondClean 9000

Sonisk elektrisk tandbørste med app

HX9911/53


Vigtigste nyheder

Fjern op til 5 x flere misfarvninger***



Fjern misfarvninger fra overfladen og få et hvidere smil med W3 Premium White-børstehovedet. Børstehovedets tætpakkede børstehår er specielt designet til at klare misfarvninger, og det er klinisk dokumenteret, at de fjerner op til 100 % flere misfarvninger på blot tre dage.***

Fjerner op til 10 gange mere plak*



Du kan være sikker på, at du får den dybest mulige rensning med C3 Premium Plaque Control-børstehovedet. De bløde, fleksible børstehår er designet til at bøje rundt om tændernes konturer, hvilket giver 4x større overfladekontakt** og fjerner op til 10x mere plak fra svært tilgængelige steder.

W3 Premium White-børstehoved




Klik på W3 Premium White-børstehovedet for at fjerne misfarvninger på overfladen og få dit hvideste smil frem. Dens tætpakkede børstehår til fjernelse af misfarvninger giver hvidere tænder fra første dag.

C3 Premium Plaque Control



C3 Premium Plaque Control-børstehovedet er designet til at give dig den dybeste rensning nogensinde. Bløde, fleksible sider og børstehår bøjer sig perfekt om dine tænders konturer, giver 4x større overfladekontakt og hjælper dig med at nå ind til steder, der er svære at nå*.

Statusrapport



DiamondClean 9000 giver dig den vejledning, du har brug for til at forbedre og fastholde sunde børstevaner mellem dine tandlægebesøg.

Indbyggede, smarte sensorer giver dig besked, når du trykker for hårdt med børsten, og ved at tilslutte din børsteoplevelse til Sonicare-appen hjælper en personlig statusrapport dig med at holde dig på rette spor, så du kan følge med i, hvor meget du har forbedret dig over tid.

4 indstillinger, 3 intensiteter



DiamondClean 9000 leveres med Clean, White+, Gum Health og Deep Clean+, så du kan opnå den korrekte tandbørstning. Clean-indstillingen er til effektiv daglig rensning, White+ er til fjernelse af misfarvninger, Gum Health giver en nænsom, men effektiv rensning af tandkødet, og Deep Clean+ giver dig en forfriskende, grundig rensning. Tre intensiteter giver dig mulighed for at vælge mellem en højere indstilling for at give din rensning et boost og en lavere indstilling til mere følsomme munde.


BrushSync-indstillingsparring



Smarte børstehoveder sikrer, at du bruger den rigtige tilstand og intensitet, så du får den bedst mulige rensning. Hvis du f.eks. bruger W3 Premium-børstehovedet, synkroniserer DiamondClean 9000's BrushSync-teknologi automatisk dit børstehoved med White+-tilstanden, så dine tænder bliver hvidere.

Vigtigste nyheder

Indbygget tryksensor



Du bemærker måske ikke, hvis du børster for hårdt, men din DiamondClean 9000 gør. Hvis du børster for hårdt, udsender håndtaget en pulserende lyd. Dette er en påmindelse om at lade på tryk og lade dit børstehoved gøre arbejdet. 7 ud af 10 personer syntes, at denne funktion har hjulpet dem med at blive bedre til tandbørstningen.

Påmindelse om at udskifte BrushSync



Alle børstehoveder slides med tiden, så du skal holde øje med dem for at sikre, at du stadig får en effektiv rensning. Vores BrushSync-teknologi registrerer, hvor længe du har brugt børstehovedet, og hvor hårdt du har børstet. BrushSync-påmindelsesfunktionen på håndtaget og kort bip giver dig besked, når det er tid til at udskifte det.

Langtidsholdbart batteri



Din DiamondClean 9000 holder i op til to uger på en enkelt opladning ved regelmæssig brug.

DiamondClean 9000

Sonisk elektrisk tandbørste med app

HX9911/53

Specifikationer

Produktopdatering

Supportperiode: Philips leverer de nødvendige sikkerhedsopdateringer frem til den 31. december 2026.

Tilslutningsmuligheder

Trådløs Bluetooth®-teknologi: App Forbundet tandbørstning

Strøm

Spænding: 110-220 V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage***

Batteritype: Litiumion

Design og finish

Farve: Pink

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverede tablets

iOS-kompatibilitet: iPad 3. generation eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller højere, med iOS7-operativsystem

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Udskiftningspåmindelse: Sørger altid for de bedste resultater, Påmindelsesikonet tændes

Medfølgende dele

Børstehoveder: 1 C3 Premium Plaque Control

Rejseetui: Rejseetui til USB-opladning

Håndgreb: 1 DiamondClean 9000

Opladningsenhed: 1

Renseydelse

Performance: Fjerner op til 10 gange mere plak*

Timer: BrushPacer og SmarTimer

Hvidere tænder: Hvidere tænder på blot 1 dag*

Trykfeedback: Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

Indstillinger

3 intensiteter: Høj, Lav, Mellem

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Deep Clean+: Giver en forfriskende dybderens

Gum Health: Særlig opmærksomhed omkring kindtænderne

White+: Fjerner misfarvninger på tænderne

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes

BrushSync-teknologi: smart børstehoved, Opretter forbindelse mellem smart håndtag og

Softwaresupport

Softwareopdateringer: Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.

