

PHILIPS

sonicare



Sonisk eltandborste
med app

ExpertClean 7300

Ansluten borstning utan krångel

Inbyggd trycksensor

Smart borsthuvudidentifiering

3 lägen, 3 intensitetsnivåer



HX9641

Smart teknik för sunda munvårdsvanor

En komplett rengöring för dina patienters behov.

Philips Sonicare ExpertClean fungerar som dina patienters personliga borstningsguide. Den använder smart sensorteknik och framstegsrapporter för att spåra vanor och ge feedback för att förbättra patienternas borstningsteknik och dagliga munvårdsrutin.

Ger bevisat bättre munhälsa

- Större ytkontakt för att ta bort plack
- Bättre tandköttsvård för allmän hälsa

Förbättrar patienternas munhälsa


- Tar bort tio gånger mer plack* för en djup rengöring
- Upp till sju gånger friskare tandkött på bara två veckor

Utformad runt din patient

- 3 lägen, 3 intensitetsnivåer
- Varnar patienter vid låg batterinivå
- För den mest effektiva rengöringen, varje dag
- Vägleder patienten att använda rätt tryck
- Vägleder patienterna till bättre munvårdsvanor
- Borsthuvudena väljer automatiskt optimala inställningar


Funktioner

Tar bort upp till 10 gånger mer plack*




C3 Premium Plaque Control-borsthuvudet levererar vår djupaste rengöring. Med mjuka, flexibla sidor formar sig borststråna efter varje tandyta för att ge fyra gånger mer ytkontakt** och tar bort upp till tio gånger mer plack på svåråtkomliga ställen*.

Upp till sju gånger friskare tandkött*



G3 Premium Gum Care-borsthuvudet förbättrar patienters munhälsa. Den mindre storleken och borststråna som är riktade mot tandköttsskanten ger skonsam men effektiv rengöring längs tandköttsskanten, där tandköttssjukdomar kan utvecklas. Det är kliniskt bevisat att detta ger upp till 100 % mindre tandköttinflammation* och upp till sju gånger friskare tandkött på bara två veckor.*

Statusrapport



Sensorer spårar och mäter patienternas borstningsbeteenden medan Philips Sonicare ExpertClean-borsthuvudet ger omedelbar feedback. Med tiden sparar och analyserar Sonicare-appen dessa vanor och genererar en lägesrapport för att främja bättre borstningsteknik.

3 lägen, 3 intensitetsnivåer



Med tre borstningslägen (Clean, Gum Health, DeepClean+) och tre intensitetsinställningar (låg, medel, hög) kan dina patienter anpassa sin borstningsupplevelse för optimal komfort och en fullständig rengöring. Se Specifikationer för mer detaljerad information om lägena.

Smart borsthuvudsidentifiering



Ett mikrochip i borsthuvudet synkas med Philips Sonicare ExpertClean-handtaget. Om en patient klickar fast ett C3 Premium Plaque

Control/Defense/Defence-, G3 Premium Gum Care- eller W3 Premium White-borsthuvud väljer tandborsten automatiskt optimalt borstningsläge och optimal intensitetsnivå. Allt dina patienter behöver göra är att börja borsta. Det hjälper patienterna att få de bästa inställningarna för deras behov och att få bästa prestanda

Trycksensor



Om patienten trycker för hårt pulserar den intuitiva trycksensorn försiktigt på handtaget och ger patienten den feedback i realtid som behövs för att borsta mjukare. I en undersökning av amerikanska patienter minskade sju av tio aggressiva borstare sitt borstningstryck när de använde trycksensorn.****

C3 Premium plackkontroll



C3 Premium Plaque Control är vårt mest djuprengörande borsthuvud hittills. Borststråna har mjuka, flexibla sidor och formar sig efter varje tandyta för att ge fyra gånger mer ytkontakt och ta bort upp till tio gånger mer plack från svåråtkomliga områden.*

Funktioner

G3 Premium Gum Care-borsthuvud



G3 Premium Gum Care är vårt bästa borsthuvud för att förbättra tandkötts hälsa. Den mindre storleken och borststråna riktade mot tandköttskanten ger en skonsam men effektiv rengöring längs tandköttskanten, där tandköttsjukdomar börjar. Det är kliniskt bevisat att det ger upp till sju gånger friskare tandkött* på bara två veckor.

Byta borsthuvud



Borsthuvudena blir trötta och borsten slits efter tre månaders normal användning. Philips Sonicare ExpertClean ger patienter en smart påminnelse att byta borsthuvud baserat på hur ofta de borstar, hur länge de borstar och hur hårt de trycker. När det är dags för ett nytt borsthuvud tänds en lampa på handtaget så att patienterna vet om det och kan fortsätta att få bästa möjliga resultat.

Batteriindikator



När Philips Sonicare ExpertClean är fulladdad räcker batteriet till tre veckors regelbunden användning. Batteriindikatorn tänds och varnar tydligt patienterna när batterinivån är låg och batteriet behöver laddas.

Specifikationer

Produktuppdatering

Supportperiod: Philips tillhandahåller nödvändiga säkerhetsuppdateringar fram till den 31 december 2026.

Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik: Ansluten borstningsapp

Effekt

Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Drifttid (full till tom): 14 dagar***

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Vit och ljusblå

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Kompatibilitet

Kompatibilitet med Android: Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverade surfplattor

iOS-kompatibilitet: 3:e generationens iPad eller högre, iPhone 4S eller högre, med iOS7 eller senare, med operativsystemet iOS7

Lättanvänd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Bytespåminnelse: För att alltid ge bästa möjliga resultat, tänds påminnelseikonen

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care

Laddare: 1

Handtag: 1 ExpertClean

Rengöringsprestanda

Prestanda: Tar bort upp till 10 gånger mer plack*

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Hälsofördelar: Upp till sju gånger friskare tandkött*

Ger synbart vitare tänder: Tar bort fläckar naturligt

Timer: BrushPacer och SmarTimer

Tryckfeedback: Handtag som vibrerar för att varna användaren

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Tre intensitetsnivåer: Låg, Medium, Hög

Deep Clean+: För en stärkande djuprengöring

Friskare tandkött: Särskilt fokus på kindtänderna

BrushSync-lägesihoppning

C3 Premium plackkontroll: Paras ihop med Clean-läge

G3 Premium Gum Care-borsthuvud: Paras ihop med Gum Health-läge

Smart-sensortechnologi

Påminnelse om att byta BrushSync: Du vet alltid när det är dags, att byta borsthuvud

Trycksensor: Varnar när du borstar för hårt

BrushSync-teknik: Ansluter smart handtag och, smart borsthuvud

Programvaror som kan användas

Programvaruuppdateringar: Philips erbjuder relevanta programuppdateringar under två år efter inköpsdatumet.

