

# PHILIPS

## sonicare



Špeciálna edícia  
elektrickej zubnej kefky

DiamondClean 9000  
Series

Pripojená aplikácia sleduje  
priebeh

Zabudovaný senzor tlaku

Inteligentné rozpoznávanie  
hlavice

4 režimy, 3 stupne intenzity



HX9911/89

## Biely úsmev bez námahy

Belšie zuby už za 3 dni\*

Začnite každý deň štýlovo s pokročilou technológiou Sonicare, ktorá sa postará o belšie zuby a zdravie vašej ústnej dutiny. Je šetrná k ďasnám a možno ju prepojiť s aplikáciou, ktorá ponúka usmernenia a zaznamenáva vaše údaje. Vďaka možnosti výberu spomedzi 4 režimov a 3 úrovni intenzity si môžete prispôsobiť zážitok z čistenia zubov podľa seba.

### Prispôbi sa vašim potrebám

- Snímač tlaku vás informuje, ak tlačíte príliš silno
- BrushSync automaticky zvolí najlepší režim pre vás

### Prispôbi sa vašim potrebám

- 4 režimy a 3 stupne intenzity pre individuálny zážitok z čistenia zubov

### Stay on track with a personalized progress report

- Aplikácia Sonicare na tréning a správy o pokroku

### Štýlový dizajn praktický pre používateľa

- Štýlový dizajn pre prvotriedny zážitok z čistenia zubov

### Belšie zuby a lepšie zdravie ústnej dutiny

- Odstráňte povrchové škvrny a získajte belšie zuby už po 3 dňoch\*
- Nekompromisná k zubnému povlaku, mimoriadne jemná k ďasnám
- Pokročilá technológia Sonicare na výkonné a zároveň šetrné čistenie

## DiamondClean 9000 Series

Špeciálna edícia elektrickej zubnej kefky

HX9911/89

# Hlavné prvky

### Belšie zuby už za 3 dni\*



Zvýšte jas svojho úsmevu pomocou pokročilej technológie Sonicare. Leštiace štetiny odstraňujú až o 100 % viac škvrn ako manuálna zubná kefka a zaisťujú viditeľne belšie zuby už po 3 dňoch\*.

### Šetrný k ďasnám



Kefkový nadstavec C3 Premium Plaque Control je navrhnutý tak, aby sa zaistilo najhlbšie očistenie. Mäkké a flexibilné boky a štetiny sa dokonale ohýbajú okolo obrysov zubov, čo vám poskytne až 4-krát viac kontaktu s povrchom zubov a pomôže vám čistiť aj ťažko dostupné miesta\*\*\*

### Prémiový zážitok z čistenia zubov



Naša kefka DiamondClean 9000 prichádza s výrazným ombré dizajnom pre prvotriedny, ergonomický zážitok z čistenia zubov, ktorý vyhovuje vášmu štýlu. Tenké, kompaktné cestovné puzdro v doplnkovej farbe sa hodí kamkoľvek, kam vás život zavedie.

### Pokročilá technológia Sonicare




Výkonné sonické vibrácie sa pohybujú 62 000-krát za minútu, aby poháňali bublinky bojujúce proti zubnému povlaku medzi zubami a pozdĺž línie ďasien. Odstraňuje až 10-krát viac zubného povlaku ako manuálna zubná kefka.

### 4 režimy/3 stupne intenzity



Vyberte si zo 4 režimov čistenia zubov: Clean na výnimočné každodenné čistenie, White+ na rozjasnenie úsmevu, Gum Health na jemné, ale účinné čistenie a Deep Clean+ na osviežujúce hĺbkové čistenie. Tri nastavenia intenzity od nízkej po vysokú vám umožnia zvýšiť výkon alebo sa postarať o citlivé ďasná.

### Zabudovaný senzor tlaku




Možno si nevšimnete, že si zuby čistíte príliš silno, ale vaša kefka DiamondClean 9000 si to všimne. Ak potrebujete zmierniť tlak, zubná kefka vydá pulzujúci zvuk. Je to upozornenie, aby ste nechali kefkový nadstavec pracovať.

### Automatické párovanie BrushSync



Inteligentné kefkové nadstavce zabezpečujú, že používate správny režim a intenzitu pre čo najlepšie čistenie. Keď používate kefkový nadstavec C3 Premium Plaque Control, technológia BrushSync kefky DiamondClean 9000 automaticky zosynchronizuje kefkový nadstavec s režimom White+, aby vám pomohla vybieliť zuby.

### Aplikácia Sonicare



DiamondClean 9000 vám poskytuje pokyny potrebné na zlepšenie a udržiavanie zdravých návykov pri čistení zubov medzi preventívnymi vyšetreniami u zubára. Vstavané inteligentné senzory vás informujú, ak si čistíte zuby s príliš veľkým tlakom. Po prepojení vášho zariadenia z čistenia zubov s aplikáciou Sonicare vás prispôbená správa o pokroku pomáha udržať na správnej ceste a ukazuje vám, ako ste sa v priebehu času zlepšili.

## Technické údaje

### Aktualizácia produktu

**Obdobie podpory:** Spoločnosť Philips bude poskytovať potrebné bezpečnostné aktualizácie do 31. decembra 2026.

### Pripojiteľnosť

**Bezdrôtová technológia Bluetooth®:** Pripojená čistiaca aplikácia

### Príkon

**Napätie:** 110 – 220 V

### Technické špecifikácie

**Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie):** 14 dní\*\*\*

**Batéria:** Nabíjateľná

**Typ batérie:** Lítium-iónová

### Dizajn a povrchová úprava

**Farba:** Stupnica akvamarínovej farby

### Servis

**Záruka:** 2-ročná obmedzená záruka

### Kompatibilita

**Kompatibilita so systémom Android:** Telefóny so systémom Android, Tablety s podporou technológie Bluetooth 4.0

**Kompatibilita so systémom iOS:** iPad 3. generácie alebo novší, iPhone 4S alebo novší, so systémom iOS7 alebo novším, s operačným systémom iOS7

### Jednoduché použitie

**Telo:** Štíhly ergonomický tvar

**Kompatibilita rúčky:** Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

**Pripomenutie výmeny:** Na zaručenie najlepších výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomienky

### Pribalené príslušenstvo

**Cestovné puzdro:** 1

**Kefkové nástavce:** 4 kefkové nástavce C3

Premium Plaque Defense

**Telo:** 1 DiamondClean 9000

**Základňa nabíjačky a podložka:** 1

### Výsledky čistenia

**Charakteristika:** Odstraňuje až 10krát viac povlaku\*

**Časovač:** BrushPacer a Smartimer

**Spättná väzba na použitý tlak:** Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

### Režimy

**3 stupne intenzity:** Vysoká, Stredná, Nízka

**Clean:** Pre výnimočnú každodennú čistotu

**Deep Clean+:** Pre osviežujúce hĺbkové čistenie

**Gum Health:** Špeciálna starostlivosť o stoličky

**White+:** Odstraňuje povrchové škvrny

### Technológia inteligentných senzorov

**Senzor tlaku:** Upozornenie pri príliš silnom čistení

**Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:**

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov

