

PHILIPS

sonicare



Laddningsbar sonisk tandborste

6100

Tar bort upp till tio gånger mer plack

2 lägen, 3 intensitetsnivåer

Synlig tryckvarning

21 dagars batteritid



HX7401/07

Skonsam rengöring, även för känsliga munnar

Tar bort upp till tio gånger mer plack*

Philips Sonicare 6100 har nästa generations Sonicare-teknik, ett särskilt Sensitive-läge, S2 Sensitive-borsthuvud och låg intensitet. Den har även en tryckvarning som meddelar när du borstar för hårt. Levereras med ett resefodral.

Skonsam, överlägsen rengöring

- Skonsam rengöring för känsliga tänder och känsligt tandkött

Enkel borstning

- Anpassa din rengöring med sex borstinställningar
- Du vet alltid när det är dags för ett nytt borsthuvud
- Skydda tandköttet med den synliga tryckvarningen

Överlägsen rengöring

- Nästa generations Sonicare-teknik

Utformad för din livsstil

- Gör det lätt att resa med vårt kompakta och otroligt slittåliga resefodral
- Optimerar din borstning med SmarTimer och BrushPacer
- Lasersvetsad för tålighet och hållbarhet
- Upp till tre veckors borstning med en full laddning


Funktioner

S2 Sensitive-borsthuvud



Philips Sonicare 6100 ger en skonsam borstningsupplevelse, även för känsliga tänder och känsligt tandkött. Tack vare det nya S2 Sensitive-borsthuvudet med Sonicares mjukaste borststrån är det unikt utformat för att ge en skonsam rengöring som avlägsnar upp till tio gånger mer plack på svåråtkomliga ställen.**

Nästa generations Sonicare-teknik



Få en härlig borstningsupplevelse och en ny nivå av munvård med nästa generations Sonicare-teknik. Medan du borstar justerar tandborstens innovativa magnetsystem borsteffekten under varje borstningstillfälle, vilket ger optimal prestanda med 62 000 borsttag per minut, även i svåråtkomliga områden. Samtidigt hjälper den dynamiska vätskerörelsen borsten att avlägsna plack, så att du får en komplett rengöring varje gång du borstar.

Sex borstinställningar



Philips Sonicare 6100 är utformad för känsliga tänder och känsligt tandkött, och du kan välja mellan två borstlägen. Sensitive-läget ger en skonsam och grundlig rengöring, medan Clean-läget fokuserar på att avlägsna plack för en överlägsen rengöring. För en personlig rengöring kan du kombinera valfritt läge med en av tre intensitetsnivåer, från hög till låg, för en borstning som passar just dig.

Tryckvarning med ljusring



Du kanske inte märker när du borstar för hårt, men det gör den här tandborsten. Den smarta optiska sensorn upptäcker överdrivet borsttryck och blinkar sedan lila samtidigt som vibrationen minskar. Du vet alltid när du ska justera din borstning och ditt tandkött skyddas.

Påminnelse om att byta BrushSync



Att byta ut borsthuvudet regelbundet är en viktig del av att upprätthålla en god munhälsa. Med BrushSync-tekniken är det enkelt att se till att ditt borsthuvud fungerar optimalt. Genom att spåra din användningsfrekvens och borstningsintensitet påminner den innovativa tekniken dig när det är dags för ett nytt borsthuvud.

Tvåminuterstimer och borstintervaller



Två minuter är allt du behöver för en fullständig rengöring, och vår SmarTimer meddelar dig när tiden är ute. För en jämn rengöring i hela munnen delar BrushPacer upp din rengöring i segment, där en liten paus i vibrationen är ditt tecken på att du ska gå vidare. Detta hjälper dig att uppnå en jämn rengöring varje gång du borstar.


6100

Laddningsbar sonisk tandborste

HX7401/07

Funktioner

Utformad för att hålla



Vi har designat om våra Philips Sonicare-tandborstar från insidan och ut för att de ska vara tåliga, lätta och hållbara. Tack vare vår avancerade lasersvetsningsprocess är våra tandborstar utformade för att hålla i många år framöver.

Upp till tre veckor mellan laddningstillfällena



Den här tandborsten har ett högpresterande batteri som är konstruerat för att förbättra din borstningsupplevelse. Med en enda laddning får du upp till tre veckors regelbunden borstning innan du behöver ladda tandborsten.

Kompakt resefodral



Vårt nydesignade resefodral är tillräckligt kompakt för att få plats i en väska och tillräckligt tåligt för att skydda din Philips Sonicare-tandborste under resan. Det skyddar inte bara tandborsten, utan rymmer även två borsthuvuden. Nu kan du resa tryggt vart än resan tar dig.

6100

Laddningsbar sonisk tandborste

HX7401/07

Specifikationer

Intensitetsnivåer

Hög: För att förbättra din rengöring

Medium: För daglig rengöring

Låg: För känsliga tänder/känsligt tandkött

Smart-sensorteknologi

Bytespåminnelse: BrushSync meddelar dig när det är dags att byta ut borsthuvudet

Smart-sensorteknologi

Tryckfeedback: Ljusring som lyser lila, Minskad vibration och pulserande ljud

Effekt

Spänning: 100-240 V

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Drifttid (full till tom): 21 dagar

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Svart

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Batteriindikator: Belyst ikon indikerar batteriets livslängd

Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Timer: SmarTimer och BrushPacer för komplett och noggrann borstning

USB-A-laddning: Nätadapter medföljer inte

Medföljande tillbehör

Laddare: 1

Resefodral: 1 tunt resefodral

Handtag: 1 6100 laddningsbar tandborste

Borsthuvud: 1 S2 Sensitive

Rengöringsprestanda

Hastighet: 62 000 borsttag/min

Plackborttagning: Upp till tio gånger mer effektiv*

Friskare tandkött: Upp till fem gånger friskare tandkött**

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Sensitive: För känsliga tänder/känsligt tandkött

