

PHILIPS

sonicare



Звукова електрична
зубна щітка

4100 Series

Технологія Sonicare

QuadPacer та SmarTimer

Тонка ергономічна конструкція

Ресурс батареї: 14 днів



HX3689/42

Прощай, звичайна зубна щітка. Привіт, Sonicare.

Допомагає відбілювати зуби під час кожного чищення

Звукова технологія у поєднанні з дією щітки м'яко видаляє плями, роблячи зуби природно білішими щоразу, коли ви їх чистите.

Створено для вас

- Використовуйте менше. Повторно використовуйте більше
- Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки
- Перемикайтеся між 2 режимами інтенсивності
- Тривалий ресурс батареї – 14 днів

Біліша, здоровіша посмішка

- Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно
- Допмагає відбілювати зуби під час кожного чищення

Чистіть зуби краще


- Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та QuadPacer

Захищає ваші ясна

- Датчик тиску допомагає захистити зуби та ясна


Основні особливості

Допомагає відбілювати зуби під час кожного чищення



Електрична зубна щітка Sonicare в поєднанні з передовою звуковою технологією м'яко видаляє плями, роблячи зуби природно білішими щоразу, коли ви їх чистите.

Захищає ваші ясна



Вбудований датчик тиску автоматично визначає ваш натиск, попереджає вас і автоматично зменшує вібрацію зубної щітки для захисту ясен. Зубна щітка подаватиме пульсуючий звук як нагадування для полегшення тиску. 7 з 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.

SmartTimer та QuadPacer




2-хвилинний SmartTimer та 30-секундний QuadPacer сприяють чищенню усіх ділянок рота протягом рекомендованого періоду часу для повноцінного чищення.

2 налаштування інтенсивності



Перемикайтеся між 2 режимами інтенсивності, щоб зробити процес чистки зубів комфортним.

Вдосконалена технологія Sonicare



Потужні вібрації щетинок запускають мікробульбашки глибоко між зубами та вздовж лінії ясен для освіжаючого відчуття. Ви отримаєте два місяці чищення вручну всього за 2 хвилини*. 31 000 рухів щітки за хвилину обережно чистять зуби, руйнують наліт і видаляють його для забезпечення виняткової щоденної чистоти.

Нагадування про заміну BrushSync



Із часом всі насадки для щітки зношуються, тому ви захочете стежити за своєю насадкою для забезпечення чудового чищення. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Нагадування про

заміну BrushSync на ручці та короткий звуковий сигнал попереджає про необхідність заміни.

Тривалий час автономної роботи



Час роботи батареї на повному заряді триває до 14 днів**, тож ви можете тривалий час використовувати щітку без зарядки.

Зменшуємо кількість відходів



Компанія Philips прагне зменшити кількість електронних відходів. Один зі способів досягти цього — звести до мінімуму кількість адаптерів, які ми випускаємо на ринок. Ці вироби постачаються без адаптера живлення, оскільки ми прагнемо зменшити кількість електронних відходів.

4100 Series

Звукова електрична зубна щітка

HX3689/42

Специфікації

Потужність

Напруга: 5 В постійного струму

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 14 днів**

Батарея: Можна заряджати

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Малібу призматичний

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки

Індикатор батареї: Індикатор показує стан

батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Нагадування про заміну BrushSync:

Нагадування про заміну, Завжди відомо,, коли потрібно замінити насадки для щітки,

Піктограма нагадування світиться, для завжди найкращих результатів

Елементи в комплекті

Ручка: 1 серії 4100

Насадки для щітки: 1 W Optimal White

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ефективність чищення

Ефективність: Допомогає відбілювати зуби під час кожного чищення

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

2 рівні інтенсивності: Високий, Низький

Технологія інтелектуальних датчиків

Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо,, коли потрібно замінити насадки для щітки

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

