

# PHILIPS

## AVENT



Dubbel elektrisk  
bröstpump

Hands-free

Efterliknar barnets drickrytm

Frihet vid pumpning

Lätt att använda, rengöra och  
sätta ihop

Har en smidig passform



SCF532/11

## Fria händer. Mer fritid.

Efterliknar barnets drickrytm

Philips Avent dubbel elektrisk bröstpump för handsfree-användning är gjord för effektiv\* och bekväm pumpning. Den efterliknar barnets rytm och är den perfekta bröstpumpen för handsfree-användning då den är kraftfull, skonsam och lätt.

### Fysisk frihet medan du pumpar

- Rör dig fritt med de otroligt lätta uppsamlingsbehållarna
- Bärbar komfort för maximal rörelseförmåga

### Efterliknar barnets drickrytm

- Pumpa effektivt\* med en rytm som efterliknar barnets rytm
- Tyst pumpning med sjukhusstyrka

### Lätt att använda, enkel att rengöra och sätta ihop

- Spåra mjölkflödet med de genomskinliga uppsamlingsbehållarna
- Lätt att rengöra och montera med ett fåtal delar
- Anpassa din pumpning

### Har en smidig passform

- Silikonskydd som formar sig efter bröstet
- Ett brett utbud av storlekar på bröstskydd och inlägg för alla mammor

## Funktioner

### Efterliknar barnets drickrytm



Barn vet bäst när det gäller hur de dricker! Därför efterliknar vår elektriska handsfree-bröstpump deras naturliga drickrytm – så du kan hitta din egen rytm för effektiv\* pumpning och optimalt mjölkflöde. Philips Avent handsfree-bröstpumpen pumpar upp till 85 gånger per minut och är dubbelt så snabb som de flesta andra pumpar\*\*.

### Motor med sjukhusstyrka



Den nästintill ljudlösa motorenheten levererar den sjukhusstyrka du förväntar dig av en traditionell bröstpump, men i en kompakt och bärbar enhet. Med sitt uppladdningsbara batteri pumpar den sladdlösa motorenheten kraftfullt och diskret var som helst.

### Unika SkinSense-skydd



Våra unika SkinSense-bröstskydd i silikon är utformade för ultimat komfort och formar sig mjukt runt bröstet med hjälp av kroppens naturliga värme. Bröstskydden är tillverkade av livsmedelsgodkänd silikon för total sinnesro.

### Genomskinlig uppsamling



De genomskinliga uppsamlingsbehållarna gör att du kan se inuti dem. De hjälper dig att placera bröstvårtorna rätt för bästa möjliga mjölkflöde och gör att du kan se bröstmjölken volym. För säker pumpning från första till sista droppen.

### Otroligt lätt uppsamlingsbehållare



En uppsamlingsbehållare väger endast drygt 100 gram när den är tom – upp till tre gånger lättare än en helt bärbar bröstpump. Behållarna sitter bekvämt i bh:n och det märks knappt att de är där.

### Bär den på ditt sätt



Vår pump levereras med en flätad bärrem och klädklämma så att du kan bära motorenheten på kroppen eller fäst i linningen. Tack vare att du kan bära den på ditt sätt kan du behålla samma mjölkflöde samtidigt som du vet att du enkelt kan göra ändringar om det behövs. Använd slangkopplingen och remjusteraren för att finjustera passformen.

### Personligt anpassad pumpning




Få ut mesta möjliga av varje pumpstillfälle med 8 sugnivåer för att stimulera mjölkflödet och 16 sugnivåer för att pumpa ut mjölken. Du kan finjustera medan du pumpar, och eftersom din idealiska inställning sparas automatiskt är din pump alltid redo att användas.

### Lätt att rengöra och montera



Vi har utformat vår pump och våra tillbehör så att de ska vara så enkla som möjligt. Med endast ett fåtal anslutningsdelar är varje uppsamlingsbehållare lätt att ta isär, rengöra (för hand eller i diskmaskin), desinficera och sätta ihop igen.

### Hitta rätt passform



Vi vill att alla mammor ska må så bra som möjligt, och rätt passform är en viktig del av detta. Vårt utbud av bröstskydd och bröstskyddsinnlägg i olika storlekar passar 99 % av alla mammor. De kan köpas separat så att du kan uppleva ultimat komfort när du pumpar.

## Specifikationer

### Effekt

**Källa:** Uppladdningsbart batteri/USB-C (adapter medföljer inte)

### Material

**Kopp, främre lock, bröstkupsskydd:** Polypropylen

**Bröstkupa, membran, ventil, insats:** Flytande silikon

**Silikonslang:** Silikon

### Vad medföljer?

**USB-C-kabel:** 1 st.

**Bärrem:** 1 st.

**Slangkoppling:** 1 st

**Laddningsbar motorenhet (med en löstagbar klämma):** 1 st.

**Uppsamlingskopp (monterad):** 2 st.

**Silikonslangar:** 2 st.

**Bröstkupsskydd:** 2 st.

**Bröstkupa (21 mm, 24 mm):** 2 st. var

**Kort för bröstvårtsstorlek:** 1 st.

**Insats 19 mm:** 2 st.

### Lättanvänd

**Användning av bröstpumpen:** Lätt att använda, enkel att rengöra och sätta ihop

### Funktioner

**Flexibla rörelser:** Handsfree-pumpning

**Anpassade inställningar:** 16 sugnivåer i pumpläget, 8 sugnivåer i stimuleringsläget

**Motorenhet:** Uppladdningsbart batteri/USB-C, Det tar upp till 1,5 timme att ladda batteriet helt och det räcker till cirka 5 pumptillfällen

**Specifikationer för bröstkupa och insats:** Flera storlekar för bästa möjliga passform

