

PHILIPS

AVENT



Kit de démarrage tire-
lait électrique double

Hands-free

Imite le rythme de tétée de bébé

Liberté de mouvement lors du
tirage

Facile à utiliser, à nettoyer et à
assembler

Forme inclusive et ajustée



SCD553/11

Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.

Ajustement parfait pour 99 % des mamans

Préparez-vous à l'arrivée de bébé avec ce kit de démarrage tire-lait électrique double mains libres. Il contient des téterelles et leurs inserts, des coussinets d'allaitement, des biberons et des sachets de conservation. Tout ce dont vous avez besoin pour tirer le lait, le conserver et nourrir votre bébé dès le premier jour.

Autres avantages

- Tout ce dont vous avez besoin pour nourrir bébé, stocker votre lait et bien plus encore

Liberté de mouvement lors du tirage

- Bougez librement grâce aux coquilles recueilte-lait ultra-légères
- Un confort optimal pour une mobilité maximale

Imite le rythme de tétée de bébé

- Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé
- Tire-lait silencieux de qualité hospitalière

Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

- Surveillez votre débit de lait grâce à nos coquilles recueilte-lait entièrement transparentes
- Personnalisez votre séance de tirage
- Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces

Forme inclusive et ajustée

- Les téterelles en silicone épousent la forme de votre poitrine

Points forts

Imite le rythme de tétée de bébé



Personne ne sait mieux téter que bébé ! C'est pourquoi notre tire-lait électrique mains libres reproduit le rythme de tétée naturel de votre bébé, afin que vous puissiez trouver votre propre rythme pour une expression efficace* et un débit de lait optimal. Avec jusqu'à 85 aspirations par minute, le tire-lait mains libres Philips Avent est deux fois plus rapide que la plupart des tire-laits**.

Moteur de qualité hospitalière



Le bloc moteur quasi silencieux offre à cet appareil compact et portable la puissance d'un tire-lait traditionnel. Grâce à sa batterie rechargeable, ce bloc moteur sans fil pompe de manière puissante et discrète, où que vous soyez.

Téterelles SkinSense uniques



Nos téterelles en silicone SkinSense uniques ont été conçues pour offrir un confort optimal. Elles épousent en douceur la forme de votre poitrine


grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Elles sont fabriquées en silicone de qualité alimentaire pour une tranquillité d'esprit totale.

Adapté à 99 % des mamans



Chaque maman mérite de se sentir parfaitement à l'aise. Pour cela, il est essentiel de trouver la taille qui lui convient. Ce kit de démarrage comprend notre gamme complète de tailles de téterelles et d'embouts adaptés à 99 % des mamans pour offrir un confort optimal lors de l'utilisation du tire-lait.

Collecte transparente



Grâce à nos flacons de recueil transparents, visualisez le volume de lait tiré et optimisez votre production en ajustant la position de votre mamelon. Pour un tirage en toute confiance de la première goutte à la dernière.

Coquilles recueille-lait ultra-légères



Notre coquille recueille-lait pèse un peu plus de 100 grammes à vide, soit jusqu'à trois fois moins qu'un tire-lait entièrement mains libres. La coquille se place confortablement dans le soutien-gorge, pour un résultat quasiment invisible.

Portez-le à votre façon



Notre tire-lait est fourni avec un cordon de transport tressé et un clip pour vêtements, permettant de porter le bloc moteur en bandoulière ou fixé à votre taille. Choisissez la méthode qui vous convient, pour un appareil toujours à portée de main. Le raccord de tube et le cordon réglable vous permettent de l'ajuster avec précision.


Hands-free

Kit de démarrage tire-lait électrique double

SCD553/11

Points forts

Expression personnalisée du lait



Profitez au maximum de chaque session grâce aux 8 niveaux d'aspiration qui stimulent la production de lait et aux 16 niveaux d'expression. Ajustez votre tire-lait pendant le tirage pour trouver votre réglage idéal. Celui-ci est ensuite automatiquement mémorisé, pour un tire-lait toujours prêt.

Facile à nettoyer et à assembler



Nous avons conçu notre tire-lait et ses accessoires pour qu'ils soient aussi simples que possible. Avec seulement quelques éléments de raccord, chaque flacon de recueil est facile à démonter, à nettoyer (à la main ou au lave-vaisselle), à désinfecter et à remettre en place.

Kit de démarrage : les essentiels



Commodité et flexibilité sont au rendez-vous avec notre kit de démarrage. Il comprend les essentiels pour le tirage et le stockage du lait, conçus pour s'adapter parfaitement à vos habitudes. Pour plus de confort, le kit contient également cinq paires de coussinets d'allaitement.

Caractéristiques

Alimentation

Source: Batterie rechargeable / USB-C
(adaptateur non inclus)

Matériau

Flacon de recueil, capuchon avant, protection pour tétérrelle: Polypropylène

Tétérrelle, membrane, valve, insert: Silicone liquide

Tube en silicone: Silicone

Inclus

Coussinet d'allaitement jetable: 10 Pièce(s)

Sachets de conservation pour le lait maternel: 25 Pièce(s)

Câble USB-C: 1 pièce

Trousse: 1 pièce

Cordon de transport: 1 pièce

Raccord de tube: 1 pièce

Bloc moteur rechargeable (avec clip amovible): 1 pièce

Flacon de recueil (assemblé): 2 pièces

Tubes en silicone: 2 pièces

Protection (anti-poussière) pour tétérrelle: 2 pièces

Biberon Natural Response 125 ml (avec tétine débit 2): 1 pièce

Guide des tailles de mamelons: 1 pièce

Inserts (15 mm, 17 mm, 19 mm, 26 mm): 2 pièces de chaque

Téterelles (21 mm, 24 mm, 28 mm): 2 pièces de chaque

Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

Fonctions

Liberté de mouvement: Tirage mains libres

Réglages de personnalisation: 16 niveaux d'aspiration en mode d'expression, 8 niveaux d'aspiration en mode stimulation

Bloc moteur: Batterie rechargeable / USB-C, Le cycle de chargement complet dure environ 1 h 30 et offre environ 5 séances de tirage

Caractéristiques de la tétérrelle et de l'insert: Plusieurs tailles disponibles pour un ajustement optimal

