

PHILIPS

AVENT



Dubbla
uppsamlingskoppar

Hands-free

Efterliknar barnets drickrytm

Frihet vid pumpning

Lätt att använda, rengöra och
sätta ihop

Har en smidig passform



SCF439/01

Smidig användning hemma och på resan

Uppsamlingskoppar för handsfree användning

Oavsett om du är hemma, på språng eller på jobbet kan ett extra par uppsamlingskoppar för handsfree-användning göra din pumpningsrutin enklare och mer effektiv. Innehåller fyra SkinSense-silikonbröstkupor och två kupinsatser.

Övriga fördelar

- För elektriska Premium-, Advanced- och Handsfree-bröstpumpar

Fysisk frihet medan du pumpar

- Rör dig fritt med de otroligt lätta uppsamlingsbehållarna

Efterliknar barnets drickrytm

- Effektiv* pumpning med en rytm som efterliknar barnets rytm

Lätt att använda, enkel att rengöra och sätta ihop

- Spåra mjölkflödet med de genomskinliga uppsamlingsbehållarna
- Lätt att rengöra och montera med ett fåtal delar

Har en smidig passform

- Det kompletta storlekssortimentet av bröstskydd och inlägg
- Silikonskydd som formar sig efter bröstet
- Hitta din perfekta passform på bara några sekunder

Funktioner

Efterliknar barnets drickrytm




Barn vet bäst när det gäller hur de dricker! Därför efterliknar vår elektriska handsfree-bröstpump deras naturliga drickrytm – så du kan hitta din egen rytm för effektiv* pumpning och optimalt mjölkflöde. Bröstskydd och inlägg i rätt storlek hjälper dig att pumpa med en säker och bekväm passform varje steg på vägen.

Unika SkinSense-skydd



Våra unika SkinSense-bröstskydd i silikon är utformade för ultimat komfort och formar sig mjukt runt bröstet med hjälp av kroppens naturliga värme. Bröstskydden är tillverkade av livsmedelsgodkänd silikon för total sinnesro.

Genomskinlig uppsamling



De genomskinliga uppsamlingsbehållarna gör att du kan se inuti dem. De hjälper dig att placera bröstvårtorna rätt för bästa möjliga

mjölkflöde och gör att du kan se bröstmjölakens volym. För säker pumpning från första till sista droppen.

Otroligt lätt uppsamlingsbehållare




En uppsamlingsbehållare väger endast drygt 100 gram när den är tom – upp till tre gånger lättare än en helt bärbar bröstpump. Behållarna sitter bekvämt i bh:n och det märks knappt att de är där.

Kort för bröstvårtsstorlek



Använd kortet för bröstvårtsstorlek för att hitta din perfekta bröstskyddsstorlek – och inlägg om du använder sådana. Det går snabbt att mäta och med ett utbud som passar 99 % av alla mammor kan vi ge dig en bekväm och säker passform.

Lätt att rengöra och montera



Vi har utformat vår pump och våra tillbehör så att de ska vara så enkla som möjligt. Med endast ett fåtal anslutningsdelar är varje


uppsamlingsbehållare lätt att ta isär, rengöra (för hand eller i diskmaskin), desinficera och sätta ihop igen.

Extra kompatibilitet



Dessa handsfree-uppsamlingsbehållare kan användas med Philips Avent Premium elektrisk bröstpump, Advanced elektrisk bröstpump och Handsfree elektrisk bröstpump. Det tar bara några sekunder att byta behållare. Fördelarna är oändliga.

Passar 99 % av alla mammor



Vi vill att alla mammor ska må så bra som möjligt, och rätt passform är en viktig del av detta. Detta startset innehåller hela vårt storlekssortiment av bröstskydd och inlägg, vilka passar 99 % av alla mammor för ultimat komfort vid pumpning.

Specifikationer

Material

Kopp, främre lock, bröstkupsskydd: Polypropylen

Bröstkupa, membran, ventil, insats: Flytande silikon

Silikonslang: Silikon

Vad medföljer?

Uppsamlingskopp (monterad): 2 st.

Silikonslangar: 2 st.

Bröstkupsskydd: 2 st.

Bröstkupa (21 mm, 24 mm): 2 st. var

Insats 19 mm: 2 st.

Lättanvänd

Användning av bröstpumpen: Lätt att använda, enkel att rengöra och sätta ihop

Funktioner

Flexibla rörelser: Handsfree-pumpning

Specifikationer för bröstkupa och insats: Flera storlekar för bästa möjliga passform

