

PHILIPS

AVENT



Dvigubi surinkimo
puodeliai

Hands-free



SCF439/01

Patogu namuose ir kelionėje

Laisvų rankų pieno nutraukimo buteliukai

Nesvarbu, ar esate namuose, ar keliaujate, ar net darbe, turėdami papildomą porą laisvų rankų puodelių paprasčiau ir veiksmingiau nutrauksite pieną. Komplekte yra „SkinSense“ silikoninės krūtų pagalvėlės (4 vnt.) ir pagalvėlių įdėklai (2 vnt.).

Kiti privalumai

- Skirta „Premium“, „Advanced“ ir „Hands-Free“ elektriniams pientraukiams

Fizinė laisvė nutraukiant

- Laisvai judėkite su itin lengvais surinkimo buteliukais

Imituoja kūdikio žindymo ritmą

- Efektyvus* nutraukimas ritmu, kuris atkartoja jūsų kūdikio žindymo ritmą

Lengva naudoti, paprasta valyti ir surinkti

- Stebėkite pieno srautą naudodamos visiškai skaidrius surinkimo buteliukus
- Lengva plauti ir surinkti, nes susideda tik iš kelių dalių

Integruotas, vientisas tvirtinimas

- Visas krūtų pagalvėlių ir įdėklų dydžių asortimentas
- Per kelias sekundes suraskite idealiai tinkantį modelį
- Silikoninės pagalvėlės švelniai prisitaiko prie jūsų krūtų

Ypatybės

Imituoja kūdikio žindymo ritmą




Kūdikiai geriausiai žino, kaip gerti! Todėl mūsų laisvų rankų elektrinis pientraukis imituoja natūralų gėrimo ritmą, kad atrastumėte savo ritmą ir efektyviai* nutrauktumėte bei gautumėte optimalų pieno kiekį. Tinkamo dydžio krūtų pagalvėlės ir įdėklai padės saugiai ir patogiai nutraukti pieną iš krūtų kiekviename žingsnyje.

Unikalios „SkinSense“ pagalvėlės



Mūsų unikalios „SkinSense“ silikoninės krūtų pagalvėlės sukurtos taip, kad būtų itin patogūs, švelniai formuojasi aplink krūtis, naudodamos natūralią kūno šilumą. Krūtų pagalvėlės pagamintos iš maistinio silikono, kad būtumėte visiškai ramios.

Skaidrus surinkimo buteliukas



Permatomuose surinkimo buteliukuose galima matyti viduje esantį turinį. Jie padeda parinkti tinkamą spenelių padėtį, kad pieno išsiskirtų kuo

daugiau, ir vizualiai stebėti pieno kiekį. Kad galėtumėte užtikrintai nutraukti nuo pirmojo iki paskutiniojo lašo.

Itin lengvas surinkimo buteliukas




Vienas tuščias surinkimo buteliukas sveria tik šiek tiek daugiau nei 100 g – iki trijų kartų lengvesnis už visiškai dėvimą pientraukį. Buteliukai patogiai įsitaisto liemenėlėje ir jų beveik nesimato.

Spenelių dydžio kortelė



Naudokitės spenelių dydžio kortele, kad atrastumėte idealaus dydžio krūtų pagalvėles – ir pagalvėlių įdėklus, jei juos naudojate. Matavimas užtrunka tik akimirką, o mūsų siūlomas asortimentas tinka 99 proc. mamų, todėl mes pasirūpinsime, kad jaustumėtės patogiai ir saugiai.

Lengva plauti ir surinkti




Pientraukį ir jo priedus sukūrėme taip, kad jie būtų kuo paprastesni. Kiekvieną surinkimo buteliuką, kuriame yra vos kelios jungiamosios dalys, lengva išardyti, išplauti (rankomis arba indaplovėje), dezinfekuoti ir vėl surinkti.

Papildomas suderinamumas



Šiuos „Hands-Free“ surinkimo puodelius galima naudoti su „Philips Avent Premium“ elektriniu pientraukiu, pažangiuoju elektriniu pientraukiu ir „Hands-Free“ elektriniu pientraukiu. Puodelių keitimas trunka kelias sekundes, o privalumai išlieka ilgai.

Tinka 99 % mamų



Padedame kiekvienai mamai jaustis kuo geriau, o esminė to dalis – tinkamas pritaikymas. Į šį pradinį rinkinį įeina visos mūsų krūtų gaubtų ir gaubtų įdėklų dydžių asortimentas, tinkantis 99 proc. mamų, kad nutraukti pieną būtų itin patogiu.

Specifikacijos

Medžiaga

Buteliukas, priekinis dangtelis, krūtų pagalvėlės

dangtelis: Polipropilenas

Krūtų pagalvėlė, membrana, vožtuvas, įdėklas:

Skystas silikonas

Silikoninis vamzdelis: Silikoninis

Kas pridedama

Surinkimo buteliukas (surinktas): 2 vnt.

Silikoniniai vamzdeliai: 2 vnt.

Krūtų pagalvėlės (dulkių) dangtelis: 2 vnt.

Krūties pagalvėlė (21 mm, 24 mm): Po 2 vnt.

19 mm įdėklas: 2 vnt.

Lengva naudoti

Pientraukio naudojimas: Lengva naudoti, paprasta valyti ir surinkti

Funkcijos

Lankstus judėjimas: Nutraukimas nenaudojant rankų

Spenelių apsauginio gaubtelio ir pagalvėlės

savybės: Yra keli dydžiai, kad pasirinktumėte

tinkamiausią

