

**PHILIPS**

**AVENT**



Kaksiosainen sähkökäyttöinen  
rintapumppu

Hands-free



SCF547/11

## Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa.

### Jäljittelee vauvasi juomisrytmiä

Sähkökäyttöinen Philips Avent Hands-free -kaksoisrintapumppu tekee pumppaamisesta tehokasta\* ja mukavaa. Se jäljittelee lapsesi rytmiä, ja se on tehokas, hellävarainen ja kevyt pumppu, jota voi käyttää ilman käsiä.

#### Vapaus liikkua pumppaamisen aikana

- Liiku vapaasti erittäin kevyiden keruukuppien kanssa
- Liikkumisvapautta puettavan rintapumpun avulla

#### Jäljittelee vauvan juomisrytmiä

- Pumppaa tehokkaasti\* vauvasi rytmiä jäljitellen
- Hiljaista sairaalataso pumppausta

#### Helppo käyttää, puhdistaa ja koota

- Helppo puhdistaa ja koota – vain vähän osia
- Seuraa maidontuloa läpinäkyvien keruukuppien avulla
- Mukauta pumppauskerta

#### Saumaton istuvuus

- Silikoniset rintakumit mukautuvat rintoihisi
- Valikoima rintakumien ja sisäkkeiden kokoja jokaiselle äidille

## Hands-free

Kaksiosainen sähkökäyttöinen rintapumppu

SCF547/11

# Kohokohdat

### Jäljittelee vauvan juomisrytmiä



Vauvat osaavat syömisen! Siksi sähkökäyttöinen hands-free-rintapumppumme jäljittelee vauvojen luonnollista juomisrytmiä – voit siis etsiä oman rytmiä tehokkaalle\* pumpppaamiselle ja parhaalle mahdolliselle maidontulolle. Philips Avent Hands-free -rintapumppu pumpppaa jopa 85 kertaa minuutissa ja on kaksi kertaa nopeampi kuin useimmat muut pumpput\*\*.

### Sairaalatason moottori



Lähes äänettömässä rungossa on sairaalatason teho, jota voi odottaa perinteiseltä rintapumpulta, vaikka tämä on pienikokoinen ja puettava malli. Johdottomassa rungossa on ladattava akku, jotta voit pumpata tehokkaasti ja huomaamattomasti missä tahansa.

### Ainutlaatuiset SkinSense-rintakumit



Ainutlaatuiset silikoniset SkinSense-rintakumit mukautuvat pehmeästi rintojen ympärille käyttämällä kehon luonnollista lämpöä.

Rintakumit on valmistettu elintarviketasoisesta silikonista, jotta voit käyttää niitä luottavaisin mielin.

### Läpinäkyvät keruukupit



Koska näet esteettä keruukuppien sisälle, voit asettaa nännit oikein parhaan maidontulon takaamiseksi ja seurata rintamaidon määrää. Voit pumpata luottavaisin mielin ensimmäisestä pisarasta loppuun saakka.

### Erittäin kevyt keruukuppi



Yksi keruukuppi painaa tyhjänä vain hiukan yli 100 grammaa, ja on jopa kolme kertaa kevyempi kuin puettava rintapumppu. Kuppi asettuu mukavasti ja lähes huomaamattomasti liiveihin.

### Pue niin kuin haluat



Pumpun mukana toimitetaan punottu kantohihna ja pidike, jotta rungon voi pukea ristiin rinnan yli tai vyötärölle. Koska voit pukea rungon niin kuin haluat, voit hallita pumpun käyttöä kätevästi. Voit hienosäätää istuvuutta putken liittimellä ja hihnan säädöllä.

### Mukautettavat tehoasetukset




Saat parhaan hyödyn jokaisesta pumpppauskerrasta 8 imuteholla, jotka stimuloivat maidontuloa, ja 16 imuteholla maidon pumpppaamiseen. Voit hienosäätää asetuksia käytön aikana, ja koska sopivin asetus tallennetaan automaattisesti, pumppu on aina valmiina käyttöön.

### Helppo puhdistaa ja koota



Pumppu ja tarvikkeet on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaisiksi. Keruukupissa on vähän osia, joten se on helppo purkaa, puhdistaa (käsini tai astianpesukoneessa), desinfioida ja koota uudelleen.

### Löydä oikea istuvuus



Haluamme, että jokainen äiti tuntee olonsa mukavaksi, ja siksi istuvuus on tärkeää. Valikoimamme rintakumien ja sisäkkeiden koot sopivat 99 prosentille äideistä. Niitä voi ostaa erikseen, jotta pumpppaaminen on mukavaa.

## Tekniset tiedot

### Virta

**Lähde:** Ladattava akku / USB-C (ei sisällä sovittinta)

### Materiaali

**Kuppi, suojus, rintakumin suojus:** Polypropeeni  
**Rintakumi, kalvo, venttiili, sisäke:** Nestemäinen silikonikumi  
**Silikoniputki:** Silikoni

### Sisältö

**Rintamaitopussit:** 25 kpl  
**Kantojohto:** 1 kpl  
**Putken liitin:** 1 kpl  
**Ladattava runko (jossa irrotettava pidike):** 1 kpl

**Keruukuppi (koottu):** 2 kpl  
**Silikoniputket:** 2 kpl  
**Rintakumin pölysuojus:** 2 kpl  
**Rintakumi (21 mm, 24 mm):** 2 kpl kussakin  
**125 ml:n Natural Response -tuttipullo (mukana Flow 2 -tutti):** 1 kpl  
**Nännien mittauskortti:** 1 kpl  
**Sisäke 19 mm:** 2 kpl  
**USB-johto:** 1 kpl

### Helppokäyttöinen

**Rintapumpun käyttö:** Helppo käyttää, puhdistaa ja koota

### Toiminnot

**Joustavuutta liikkuu:** Kädet vapaiksi jättävä pumppaus  
**Mukautettavat asetukset:** Stimulointitilassa on 8 imutehoa ja pumppaustilassa 16 imutehoa  
**Runko:** Ladattava akku / USB-C, Akun lataaminen täyteen kestää enintään 1,5 tuntia ja täysi lataus riittää noin 5 pumppauskertaan  
**Rintakumin ja sisäkkeen tiedot:** Saatavilla useita eri kokoja

