

PHILIPS

AVENT



Elektrische
Doppelmilchpumpe

Hands-free



SCF547/11

Mehr Hände. Mehr Zeit für dich.

Passt 99% aller Mütter***

Babys wissen am besten, wie sie von Mamas Brust trinken. Die elektrische Philips Avent Hands-free Doppelmilchpumpe spiegelt den Trinkrhythmus deines Babys wider und pumpt dabei doppelt so schnell wie andere Milchpumpen.**

Körperliche Freiheit beim Abpumpen

- Bewege dich frei mit den ultraleichten Auffangschalen
- Tragekomfort für maximale Bewegungsfreiheit

Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider

- Effizientes Abpumpen*, da der Rhythmus deines Babys widergespiegelt wird
- Leises Abpumpen in Krankenhausqualität

Einfaches Verwenden, Reinigen und Zusammensetzen

- Dank weniger Teile einfach zu reinigen und zusammenzusetzen
- Gute Sicht auf den Milchfluss dank der vollständig durchsichtigen Auffangschalen
- Personalisiere deine Sitzungen mit 24 Stufen

Inklusive, nahtlose Passform

- Das Silikon-Brustkissen schmiegt sich sanft deine Brust an
- Eine Auswahl an Brustkissen- und Einsatzgrößen für jede Mutter

Besonderheiten

Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider



Babys wissen, wie sie am besten trinken! Deshalb spiegelt unsere Hands-free elektrische Milchpumpe ihre natürliche Saugstärke, -geschwindigkeit und -bewegung, sodass du deinen eigenen Rhythmus für ein effizientes* Abpumpen und eine optimale Milchabgabe finden kannst. Mit bis zu 85 Saugbewegungen pro Minute ist die Philips Avent Hands-free Milchpumpe 2 x schneller als andere tragbare Milchpumpen**.

Motor in Krankenhausqualität



Die nahezu geräuschlose Motoreinheit liefert die Leistung, die du von einer herkömmlichen Milchpumpe wie im Krankenhaus erwartest, und ist zugleich kompakt und tragbar. Mit dem wiederaufladbaren Akku pumpt die kabellose Motoreinheit überall leistungsstark und diskret.

Einzigartige SkinSense Brustkissen



Unsere einzigartigen SkinSense Silikon-Brustkissen wurden für ultimativen Komfort entwickelt und schmiegt sich dank der natürlichen Körperwärme sanft an deine Brustform an. Die Brustkissen bestehen aus lebensmittelechtem Silikon für optimale Sicherheit.

Vollständig durchsichtige Auffangschalen



Die vollständig durchsichtigen Auffangschalen bieten freie Sicht. Sie helfen dir, deine Brustwarzen richtig auszurichten, um die Milch optimal abzupumpen und zu sehen, welche Menge an Muttermilch abgepumpt wurde. Für zuverlässiges Abpumpen vom ersten Tropfen bis zum Ende.

Ultraleichte Auffangschale



Eine Auffangschale wiegt nur etwas mehr als 100 Gramm, wenn sie leer ist – bis zu 3 x leichter als eine vollständig tragbare Milchpumpe. Die Schale sitzt bequem im BH und ist kaum spürbar.

Trage sie, wie du es möchtest



Unsere Pumpe wird mit einem geflochtenen Trageband und einem Clip geliefert, um die Motoreinheit umzuhängen oder an deinem Bund zu befestigen. Da du die Pumpe tragen kannst, wie du es möchtest, kannst du nach deinen Wünschen abpumpen, ohne die Kontrolle abgeben zu müssen. Verwende die Schlauchverbindung und die Bandeinsteller, um die Passform präzise einzustellen.

Besonderheiten

Personalisiertes Abpumpen



Hole das Beste aus der Abpumpzeit heraus – mit 8 Stufen zur Stimulierung des Milchflusses und 16 Stufen zum Abpumpen. Du kannst während des Abpumpens feine Anpassungen vornehmen und deine ideale Einstellung automatisch speichern, sodass deine Pumpe jederzeit einsatzbereit ist.

Einfache Reinigung und Zusammensetzung



Wir haben unsere Pumpe und die Zubehörteile so entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu verwenden sind. Mit nur wenigen Verbindungsstücken kann jede Auffangschale im Handumdrehen auseinandergebaut, gereinigt (von Hand oder in der Spülmaschine), desinfiziert und wieder zusammengesetzt werden.

Die richtige Passform finden



Wir unterstützen jede Mutter dabei, sich wohl zu fühlen, und die richtige Passform ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Unser Sortiment an unterschiedlich großen Brustkissen und Einsätzen eignet sich für 99 % der Mütter. Du kannst sie separat kaufen, sodass du ultimativen Komfort beim Abpumpen erlebst.

Daten

Leistung

Quelle: Wiederaufladbarer Akku/USB-C (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Material

Auffangschale, Frontkappe, Abdeckung

Brustkissen: Polypropylen

Brustkissen, Membran, Ventil, Einsatz: Flüssiges

Silikongummi

Silikonschlauch: Silikon

Lieferumfang

Milchbeutel: 25 Stck.

Trageband: 1 Stck.

Schlauchverbindung: 1 Stck.

Wiederaufladbare Motoreinheit (mit

abnehmbaren Clip): 1 Stck.

Auffangschale (zusammengesetzt): 2 Stück

Silikonschläuche: 2 Stück

Brustkissen (Staubschutz-)Abdeckung: 2 Stück

Brustkissen (21 mm, 24 mm): Je 2 Stück

Natural Response Flasche (125 ml, Sauger mit Flusstufe 2): 1 Stck.

Größenkarte für Brustwarzen: 1 Stck.

Einsatz 19 mm: 2 Stück

USB-Kabel: 1 Stck.

Benutzerfreundlichkeit

Verwendung der Milchpumpe: Einfaches

Verwenden, Reinigen und Zusammensetzen

Funktionen

Flexibilität bei der Bewegung: Freihändiges Abpumpen

Personalisierte Einstellungen: 8

Stimulationseinstellungen und 16

Abpumpeinstellungen

Motoreinheit: Wiederaufladbarer Akku/USB-C,

Eine vollständige Aufladung des Akkus dauert

bis zu 1,5 Stunden und reicht für ca. 5

Abpumpsitzungen

Spezifika Brustkissen und Einsatz: Mehrere

Größen verfügbar für die beste Passform

