

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents électrique
avec technologie SenseIQ

DiamondClean Prestige
9900

Rose édition limitée

SenseIQ détecte, s'adapte, prend
soin

Tête de brosse tout-en-un

Application Philips Sonicare avec
IA



HX9992/31

Un soin exceptionnel adapté à vos besoins avec technologie SenseIQ

La brosse Philips Sonicare Prestige 9900 avec technologie SenseIQ est le modèle le plus avancé parmi nos brosses à dents électriques. Associant l'intelligence à notre technologie sonore à l'efficacité prouvée, elle détecte vos besoins et s'y adapte afin d'offrir un soin intégral, pour un brossage optimal.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Design élégant et compact

La perfection avec la technologie SenseIQ

- S'adapte à vous en temps réel lorsque vous vous brossez les dents trop fort
- Prend intuitivement soin des dents et des gencives
- Informations en temps réel sur le brossage
- La technologie SenseIQ détecte, s'adapte et prend soin
- Détecte votre style de brossage

Un nettoyage personnalisé, sans compromis

- Tête de brosse tout-en-un, pour un soin complet
- Des conseils personnalisés grâce à l'application Philips Sonicare
- Brossage sonore : le summum de l'efficacité

Accessoires Premium

- Charge facile grâce au socle et à la base de faible encombrement
- Étui USB fleuri en édition limitée pour voyager avec élégance

DiamondClean Prestige 9900

Brosse à dents électrique avec technologie SenseIQ

HX9992/31

Points forts

Charge facile


Lorsqu'il est temps de charger la brosse à dents, placez-la simplement sur le socle de charge. Parfait pour admirer le design moderne et épuré de votre brosse à dents.

S'adapte à vous en temps réel



La pression que nous exerçons pendant le brossage est souvent excessive. C'est pourquoi notre brosse à dents ajuste automatiquement l'intensité lorsque vous appuyez trop fort. Et grâce à l'application gratuite Philips Sonicare, vous pouvez bénéficier de conseils sur mesure et de recommandations personnalisées pour optimiser votre brossage.

Tête de brosse Premium tout-en-un



Brossez-vous les dents sans compromis avec la tête de brosse A3 Premium tout-en-un. La meilleure de nos brosses à dents est dotée de brins inclinés éliminant jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire, même dans les zones difficiles d'accès*. Les pointes triangulaires permettent d'éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en moins de deux jours***. Et les brins plus longs nettoient en profondeur, pour des gencives jusqu'à 15 fois plus saines en seulement deux semaines**. Tout cela sans changer de tête de brosse. Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces après 3 mois d'utilisation ? Notre fonctionnalité BrushSync™ peut vous prévenir quand il est presque temps de remplacer.

Design élégant et compact



La brosse Philips Sonicare Prestige 9900 associe technologie de pointe, style et compacité. Cette brosse à dents est plus courte de 18 mm que la DiamondClean. Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, elle est belle et agréable au toucher.

Des conseils personnalisés




L'application Philips Sonicare intègre une intelligence artificielle et fonctionne en parfaite harmonie avec la brosse à dents. Utilisez-la pour vous brosser les dents en bénéficiant de conseils en temps réel portant sur la pression, les mouvements, la couverture, la durée et la fréquence. Consultez les rapports de progression par jour, semaine, mois et année. Obtenez des recommandations personnalisées et des conseils à appliquer pour mieux vous brosser les dents. Pendant ce temps, la synchronisation automatique maintient les données de brossage à jour dans l'application, même lorsque vous ne vous brossez pas avec l'application à vos côtés.

Prend soin de votre santé bucco-dentaire



La brosse à dents Philips Sonicare Prestige 9900 est conçue pour vous. Sa technologie de pointe qui s'adapte automatiquement à votre brossage est si facile d'utilisation que vous en oubliez sa présence. Heureusement les résultats parlent d'eux-mêmes.

Informations en temps réel



Vous ne remarquez peut-être pas que vous vous brossez les dents trop fort, mais votre brosse à dents le fait pour vous. L'anneau lumineux situé à l'extrémité du manche vous rappelle de relâcher la pression ou de moins frotter.

Étui fleuri en édition limitée



Simple et pratique, cet étui de voyage élégant et compact se glisse dans n'importe quel sac. L'étui résistant est recouvert d'un simili-cuir doux, avec un imprimé fleuri en édition limitée. Et pour plus de facilité, il est doté d'un port USB-C intégré et d'un câble de charge USB, ce qui vous permet de recharger facilement la brosse à dents sans la retirer de son étui.

DiamondClean Prestige 9900

Brosse à dents électrique avec technologie SenseIQ

HX9992/31

Points forts

Un brossage sonique éprouvé



Éliminez la plaque dentaire grâce à la technologie sonique, notre référence en matière de nettoyage doux et efficace. Lorsque vous vous brossez les dents, jusqu'à 62 000 mouvements de brossage et l'action des fluides dynamiques permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès, pour une bouche incroyablement fraîche et propre.

Technologie SenseIQ



Lorsque vous vous brossez les dents, la technologie SenseIQ détecte la pression, les mouvements, la couverture et plus encore jusqu'à 100 fois par seconde. Elle adapte ensuite l'intensité si vous exercez une trop forte pression. L'intelligence de la technologie SenseIQ élimine les approximations des modes de brossage, pour un soin en toute simplicité et un brossage plus efficace.

Détecte votre style de brossage



Pendant que vous l'utilisez, les capteurs de la brosse à dents Philips Sonicare 9900 Prestige détectent la pression que vous exercez, les mouvements de brossage et la couverture, jusqu'à 100 fois par seconde. Les capteurs surveillent également la durée et la fréquence de brossage.

DiamondClean Prestige 9900

Brosse à dents électrique avec technologie SenseIQ

HX9992/31

Caractéristiques

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth® : Application de brossage connectée

Alimentation

Alimentation: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 2 semaines ou +****

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Rose édition limitée

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Système d'exploitation Android version 8.0 ou ultérieure

Compatibilité iOS: iPhone doté d'iOS 13.0 ou version ultérieure

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design élégant et compact,

Commandes tactiles transparentes

Indicateur d'autonomie: Icône lumineuse

Étui de voyage: Élégantes, floral Édition limitée, boîtier de charge compact, simili-cuir

Rappel de remplacement de la tête avec la

technologie BrushSync: L'icône de rappel s'allume, pour garantir des résultats optimaux

Accessoires inclus

Manche: 1 Philips Sonicare 9900 Prestige

Têtes de brosse: 2 A3 Premium tout-en-un

Étui de charge USB Prestige: 1

Chargeur: 1

Câble USB: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines**

Performances: Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire*

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Jusqu'à 100 % de taches en moins***

Indicateur de pression: Anneau lumineux violet,

Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Informations sur les mouvements: Anneau

lumineux orange, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur, Option d'activation/désactivation dans l'application

Technologie SenseIQ

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Capteur de mouvements: Vous aide à moins frotter

Capteur de position: pour chaque séance de brossage, Surveille la couverture de brossage

Carte dentaire 3D: Met en évidence les zones manquées

Intensité réglable: Ajuste le niveau d'intensité, lorsque la pression exercée est trop importante

Intelligence artificielle: Détecte et synchronise le brossage

Application Philips Sonicare avec IA

Conseils en temps réel: Recommandations personnalisées, Rapport de progression au jour/mois/année

Modes personnalisables: Clean, White+, Santé des gencives, Deep Clean, Sensitive

