

PHILIPS

Poklopac

Avent

Jednstruka električna izdajalica

Bijela

Poklopac silikonske dijafragme

CP2187



Povezuje različite dijelove izdajalice

Pronađite odgovarajuće proizvode na kartici s tehničkim podacima

Ovaj pomoćni poklopac povezuje kućište izdajalice s motornom jedinicom. Odgovara električnoj izdajalici. U pakiranju je priložen jedan poklopac.

Specifikacije

Dijelovi koji se mogu zamijeniti

Odgovara modelima proizvoda: SCF323

