

PHILIPS

AVENT



Essential

Single Electric Breast Pump



SCD323/20

Простое сцеживание

Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и бережно адаптируется к размеру и форме вашей груди. Оцените быстрое, комфортное и удобное сцеживание молока.

Индивидуальные настройки


- Индивидуальные настройки, 4+4 режима
- Минимум компонентов и интуитивная настройка
- Функция памяти
- Маленький и компактный
- Безопасное хранение грудного молока

Аккуратно и с комфортом

- Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы


Основные особенности

Индивидуальные настройки



Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 4 уровней стимуляции и 4 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.

Функция памяти



Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настройки, чтобы вы могли просто садиться и запускать процесс.

Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы



Один размер для любой груди. Силиконовая подушечка бережно адаптируется для сосков любой формы.

Маленький и компактный




Маленький и компактный блок электродвигателя

Удобен в очистке и настройке



Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяет с легкостью собирать его перед использованием.

Безопасное хранение грудного молока



Удобные и уже стерилизованные одноразовые пакеты обеспечат безопасное хранение ценного грудного молока перед кормлением.

Характеристики

Питание

Разъем USB-C

Напряжение в электросети: 5 В и ≥ 1 А

Блок питания не входит в комплект. Не подлежит зарядке, питание только от сети.

Материал

0 % ВРА*

В комплект входят:

Пакеты для молока: 5 шт.

Блок электродвигателя

Силиконовая трубка

Кабель USB-C

Бутылочка Natural (125 мл)

Комплект для сцеживания

Крышка на резьбе

Закрывающая пластина: 1 шт.

Соска с медленным потоком: 1 шт.

Вкладыши для бюстгальтера: 4 шт.

