

PHILIPS

AVENT



Hagyományos

Single Electric Breast Pump



SCD323/20

Fejés könnyedén

A Philips Avent elektromos mellszívó optimális tejáramlást biztosít, és gyengéden alkalmazkodik az Ön testének méretéhez és alakjához. Gyors és kényelmes minden újdonsült anyuka számára.

Személyes


- Személyre szabott élmény, 4 + 4 beállítási fokozat
- Kevés alkatrész és intuitív beállítás
- Memória funkció
- Kicsi és kompakt
- Az anyatej egészséges tárolása

Kíméletes és kényelmes

- Puha és adaptív szilikonpárna


Fénypontok

Személyre szabott élmény



Igazítsa mindegyik alkalmat a saját igényeihez számos különféle stimulálási és fejési beállítással. Mellszívónk 4 stimulálási és 4 fejési fokozatot kínál a személyre szabott élményhez.

Memóriabeállítás



Már tudja, mi az, ami bevált? A mellszívó automatikusan emlékszik a legutóbbi beállításaira, így Önnek nem kell mást tennie, mint hátradőlni és megnyomni az indítást.

Puha, adaptív szilikonpárna



Egyetlen, univerzális méret. A szilikonpárna lágyan hajlik és alkalmazkodik, hogy illeszkedjen az adott mellbimbóhoz.

Kicsi és kompakt




Kicsi és kompakt motoregység

Könnyen tisztítható és összeállítható



Zárt fejési rendszerünk azt jelenti, hogy a tej nem folyik be a tömlőkbe, így kevesebb a tisztítani való. A kevesebb alkatrésznek köszönhetően pillanatok alatt újra össze lehet rakni.

Az anyatej egészséges tárolása



A kényelmes, elősterilizált, egyszer használatos zacskók biztonságos tárolást biztosítanak a szoptató anyuka értékes anyatejének.

Műszaki adatok

Tápellátás

USB-C csatlakozás

Hálózati feszültség: 5 V és ≥ 1 A

Tápellátó egység nincs mellékelve. Nem tölthető, csak vezetékes használat.

Anyag

0% BPA*

A következőt tartalmazza:

Tejgyűjtő zacskók: 5 db

Motoregység

Szilikon cső

USB-C kábel

Natural cumisüveg (125 ml)

Mellszívó készlet

Rácsavarható fedél

Zárólemez: 1 db

Lassú átfolyású etetőcumi: 1 db

Melltartóbetétek: 4 db

