

# PHILIPS

# AVENT



Tiralatte elettrico  
singolo

Hands-free



SCF543/11

## A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino

### Imita il ritmo di suzione del bambino

Il tiralatte elettrico singolo a mani libere Philips Avent è progettato per un'estrazione confortevole ed efficace\*. Imita il naturale ritmo di suzione del bambino e, grazie alla sua potenza, delicatezza e leggerezza, è il compagno ideale per le tue sessioni di allattamento.

#### Massima libertà di movimento durante l'estrazione

- Muoviti liberamente grazie al vasetto conservalatte ultraleggero
- Comfort e massima libertà di movimento

#### Imita il ritmo di suzione del bambino

- Estrai il latte in modo efficace\* e con un ritmo che imita la suzione del tuo bambino
- Estrazione silenziosa, di qualità ospedaliera

#### Semplice da utilizzare, pulire e assemblare

- Monitora il flusso di latte tramite il vasetto conservalatte completamente trasparente
- Personalizza la tua sessione con 24 modalità
- Facile da pulire e montare con poche parti

#### Confortevoli e quasi invisibili

- Una gamma di parapezzoli e inserti in diverse dimensioni, adatti a ogni mamma
- Il parapezzolo in silicone si adatta delicatamente al seno

## Hands-free

Tiralatte elettrico singolo

SCF543/11

# In evidenza

### Imita il ritmo di suzione del bambino



I bambini sanno qual è il modo migliore di bere! Ecco perché il nostro tiralatte elettrico a mani libere imita il loro naturale ritmo di suzione, in modo che tu possa trovare il ritmo ideale per un'estrusione del latte efficace\* e ottimale. Con un massimo di 85 movimenti al minuto, il tiralatte a mani libere Philips Avent è 2 volte più veloce rispetto ad altri tiralatte\*\*.

### Motore di qualità ospedaliera



Il gruppo motore quasi silenzioso offre tutta la potenza di qualità ospedaliera che ci si aspetta da un tiralatte tradizionale, ma anche da un'unità compatta e indossabile. Grazie alla batteria ricaricabile, il gruppo motore senza filo assicura potenza e discrezione ovunque.

### Esclusivi parapezzoli SkinSense



Il nostro esclusivo parapezzolo in silicone SkinSense è progettato per il massimo comfort, modellandosi delicatamente al seno grazie al calore naturale del corpo. Il parapezzolo è realizzato in silicone alimentare per la massima tranquillità.

### Collezione trasparente



Il vasetto conservalatte trasparente consente una visione completa dell'interno, di posizionare correttamente la tettarella in modo da ottenere la migliore estrazione possibile e di monitorare visivamente il volume del latte. Per un'estrusione sicura fin dalla prima goccia.

### Vasetto conservalatte ultraleggero



Il vasetto conservalatte pesa poco più di 100 grammi da vuoto, dunque fino a 3 volte più leggero di un tiralatte completamente indossabile. Il vasetto si adatta comodamente al reggiseno ed è quasi invisibile.

### Indossalo a modo tuo



Il nostro tiralatte è dotato di un cavo da trasporto intrecciato e di una clip per indossare il gruppo motore a tracolla o fissarlo alla cintura. Grazie alla possibilità di indossarlo come preferisci, avrai totale sicurezza e controllo sull'intero processo. Utilizza l'accoppiatore del tubo e il regolatore del cavo per regolare con precisione la vestibilità.

### Estrazione personalizzata



Otteni il massimo da ogni sessione con 8 modalità pensate per stimolare il flusso di latte e 16 modalità di estrazione da regolare man mano. È inoltre possibile salvare le impostazioni desiderate per avere il tiralatte sempre pronto all'uso.

### Semplice da pulire e assemblare



Abbiamo progettato il nostro tiralatte e i suoi accessori per essere estremamente semplici da utilizzare. Dotato di pochi componenti, ogni vasetto conservalatte è facile da smontare, pulire (a mano o in lavastoviglie) e rimontare.

### Trova la soluzione giusta per te



Ogni mamma merita di sentirsi sempre al meglio, per questo ci impegniamo a sostenerle nella scelta della vestibilità ideale. La nostra gamma di parapezzoli e inserti in diverse dimensioni si adatta al 99% delle mamme. Acquistabili separatamente, consentono di sperimentare il massimo comfort durante l'estrusione.

# Hands-free

Tiralatte elettrico singolo

SCF543/11

## Specifiche

### Assorbimento

**Fonte:** Batteria ricaricabile/USB-C (adattatore non incluso)

### Materiale

**Vasetto, cappuccio anteriore, rivestimento del parapezzolo:** Polipropilene

**Parapezzolo, membrana, valvola, inserto:**

Gomma siliconica liquida

**Tubo in silicone:** Silicone

### Contenuto della confezione

**Sacchetti per la conservazione del latte**

materno: 25 pz.

**Cavo da trasporto:** 1 pz.

**Gruppo motore ricaricabile (con clip rimovibile):**

1 pz.

**Vasetti conservalatte (assemblati):** 1 pz.

**Tubi in silicone:** 1 pz.

**Rivestimento (antipolvere) del parapezzolo:** 1 pz.

**Parapezzoli (21 mm, 24 mm):** 1 pz ciascuno

**Biberon Natural Response da 125 ml (con tettarella flusso 2):** 1 pz.

**Tabella delle dimensioni delle tettarelle:** 1 pz.

**Inserto da 19 mm:** 1 pz.

**Cavo USB:** 1 pz.

### Facilità d'uso

**Utilizzo del tiralatte:** Semplice da utilizzare, pulire e assemblare

### Funzioni

**Flessibilità di movimento:** Estrazione a mani libere

**Personalizzazione delle impostazioni:** Modalità di stimolazione con 8 livelli di suzione e modalità di estrazione con 16 livelli di suzione

**Gruppo motore:** Batteria ricaricabile/USB-C, La ricarica completa della batteria richiede fino a 1,5 ore e dura circa 5 sessioni di estrazione

**Specifiche del parapezzolo e inserto:** Diverse misure disponibili per il massimo comfort

