

PHILIPS

AVENT



Tire-lait électrique
double

Hands-free



SCF547/11

Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.

Comme le rythme de tétée de bébé

Le tire-lait électrique double mains libres Philips Avent est conçu pour un tirage du lait confortable et efficace*, tout en reproduisant le rythme de tétée de votre bébé. Sa puissance, sa douceur et sa légèreté en font le tire-lait mains libres parfait.

Liberté de mouvement lors du tirage

- Bougez librement grâce aux coquilles recueilte-lait ultra-légères
- Un confort optimal pour une mobilité maximale

Imite le rythme de tétée de bébé

- Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé
- Tire-lait silencieux de qualité hospitalière

Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

- Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces
- Surveillez votre débit de lait grâce à nos coquilles recueilte-lait entièrement transparentes
- 24 modes pour personnaliser votre session

Forme inclusive et ajustée

- Les téterelles en silicone épousent la forme de votre poitrine
- Une gamme de téterelles et d'inserts pour s'adapter à chaque maman

Points forts

Imite le rythme de tétée de bébé



Personne ne sait mieux téter que bébé ! C'est pourquoi notre tire-lait électrique mains libres reproduit le rythme de tétée naturel de votre bébé, afin que vous puissiez trouver votre propre rythme pour une expression efficace* et un débit de lait optimal. Avec jusqu'à 85 aspirations par minute, le tire-lait mains libres Philips Avent est deux fois plus rapide que la plupart des tire-laits**.

Moteur de qualité hospitalière




Le bloc moteur quasi silencieux offre à cet appareil compact et portable la puissance d'un tire-lait traditionnel. Grâce à sa batterie rechargeable, ce bloc moteur sans fil pompe de manière puissante et discrète, où que vous soyez.

Téterelles SkinSense uniques



Nos téterelles en silicone SkinSense uniques ont été conçues pour offrir un confort optimal. Elles épousent en douceur la forme de votre poitrine grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Elles sont fabriquées en silicone de qualité alimentaire pour une tranquillité d'esprit totale.

Collecte transparente



Grâce à nos flacons de recueil transparents, visualisez le volume de lait tiré et optimisez votre production en ajustant la position de votre mamelon. Pour un tirage en toute confiance de la première goutte à la dernière.

Coquille recueil-lait ultra-légère



Chaque coquille recueil-lait pèse un peu plus de 100 grammes à vide, soit jusqu'à trois fois moins qu'un tire-lait entièrement mains libres. Les coquilles se placent confortablement dans le soutien-gorge, pour un résultat quasiment invisible.

Portez-le à votre façon



Notre tire-lait est fourni avec un cordon de transport tressé et un clip pour vêtements, permettant de porter le bloc moteur en bandoulière ou fixé à votre taille. Choisissez la méthode qui vous convient, pour un appareil toujours à portée de main. Le raccord de tube et le cordon réglable vous permettent de l'ajuster avec précision.

Expression personnalisée du lait




Profitez au maximum de chaque session grâce aux 8 modes qui stimulent la production de lait et aux 16 modes de tirage. Ajustez votre tire-lait pendant le tirage pour trouver votre réglage idéal. Celui-ci est ensuite automatiquement mémorisé, pour un tire-lait toujours prêt.

Facile à nettoyer et à assembler



Nous avons conçu notre tire-lait et ses accessoires pour qu'ils soient aussi simples que possible. Avec seulement quelques éléments de raccord, chaque flacon de recueil est facile à démonter, à nettoyer (à la main ou au lave-vaisselle), à désinfecter et à remettre en place.

Trouvez la taille qui vous convient



Chaque maman mérite de se sentir parfaitement à l'aise. Pour cela, il est essentiel de trouver la taille qui lui convient. Notre gamme de tailles de téterelles et d'embouts convient à 99 % des mamans. À acheter séparément, pour un confort optimal lors de l'utilisation du tire-lait.

Caractéristiques

Alimentation

Source: Batterie rechargeable / USB-C
(adaptateur non inclus)

Matériau

Flacon de recueil, capuchon avant, protection pour tétérrelle: Polypropylène
Tétérrelle, membrane, valve, insert: Caoutchouc de silicone liquide
Tube en silicone: Silicone

Inclus

Sachets de conservation pour le lait maternel:
25 Pièce(s)
Cordon de transport: 1 pièce
Raccord de tube: 1 pièce

Bloc moteur rechargeable (avec clip amovible):

1 pièce
Flacon de recueil (assemblé): 2 pièces
 Tubes en silicone: 2 pièces
Protection (anti-poussière) pour tétérrelle:
2 pièces
Téterelles (21 mm, 24 mm): 2 pièces de chaque
Biberon Natural Response 125 ml (avec tétine débit 2): 1 pièce
Guide des tailles de mamelons: 1 pièce
Insert de 19 mm: 2 pièces
Câble USB: 1 pièce

Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

Fonctions

Liberté de mouvement: Tirage mains libres
Réglages de personnalisation: Mode stimulation avec 8 niveaux d'aspiration et mode d'expression avec 16 niveaux d'aspiration
Bloc moteur: Batterie rechargeable / USB-C, Le cycle de chargement complet dure environ 1 h 30 et offre environ 5 séances de tirage
Caractéristiques de la tétérrelle et de l'insert:
Plusieurs tailles disponibles pour un ajustement optimal

