

PHILIPS

USB-Kabel

Philips Avent

Milchpumpen

Nur mit über USB aufgeladenen
Geräten kompatibel

Weiß

Kabellänge: 125 cm

CP2212



Ein USB-Kabel zum Aufladen des Geräts

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Ein USB-Kabel zum effizienten Aufladen der Hands-free Milchpumpe. Nur mit der elektrischen Philips Avent Hands-free Milchpumpe kompatibel. Nutzen Sie das USB-Kabel mit einem 5-V-/2-A- oder 10-W-Netzteil oder einer anderen Stromversorgungsoption (Powerbanks, USB-Steckdosen usw.).

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen: SCD553,
SCF531, SCF532, SCF533, SCF534, SCF537, SCF539,
SCF543, SCF547

