

PHILIPS

USB kabel

Philips Avent

Izdajalice

Kompatibilan samo s uređajima
koji se pune putem USB veze

Bijela

Duljina kabela: 125 cm

CP2212



USB kabel za punjenje uređaja

Provjerite kompatibilnost u nastavku

USB kabel za učinkovito punjenje izdajalice za uporabu bez ruku (handsfree). Kompatibilan je samo s Philips Avent električnom izdajalicom za uporabu bez ruku (handsfree). Upotrebljavajte USB kabel s 5 V / 2 A ili adapter s 10 W ili drugi izvor napajanja (vanjsko napajanje, USB zidne utičnice itd.).

Specifikacije

Dio koji se može zamijeniti

Odgovara modelima proizvoda: SCD553,
SCF531, SCF532, SCF533, SCF534, SCF537,
SCF539, SCF543, SCF547

