

PHILIPS

AVENT



Μονό ηλεκτρονικό
θήλαστρο

Hands-free



SCF543/11

Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.

Μιμείται τον ρυθμό θηλασμού του μωρού σας

Το μονό ηλεκτρικό hands-free θήλαστρο Philips Avent είναι σχεδιασμένο για αποτελεσματική* και άνετη άντληση. Μιμείται τον ρυθμό του μωρού σας και χάρη στην ισχύ, την απαλότητα και τη φωτεινότητά του, αποτελεί την ιδανική συσκευή άντλησης χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας.

Ελευθερία κινήσεων κατά την άντληση

- Κινηθείτε ελεύθερα με το εξαιρετικά ελαφρύ κύπελλο συλλογής
- Ένα φορέσιμο προϊόν με άνετη εφαρμογή για μέγιστη ελευθερία κινήσεων

Μιμείται τον ρυθμό θηλασμού του μωρού

- Αποτελεσματική άντληση* με ρυθμό που μιμείται τον ρυθμό θηλασμού του μωρού σας
- Αθόρυβη λειτουργία άντλησης νοσοκομειακής ισχύος

Εύκολη χρήση, απλό καθάρισμα και συναρμολόγηση

- Παρακολουθήστε τη ροή του γάλακτος με το απόλυτα διαφανές κύπελλο συλλογής
- Εξατομικεύστε τη συνεδρία άντλησης
- Εύκολος καθαρισμός και συναρμολόγηση με λίγα μέρη

Εφαρμογή χωρίς ραφές

- Μια σειρά μεγεθών επιθέματος στήθους και εξαρτημάτων επιθέματος θηλής (ενθεμάτων) για κάθε μαμά
- Το επίθεμα από σιλικόνη προσαρμόζεται απαλά στο στήθος σας

Hands-free

Μονό ηλεκτρονικό θήλαστρο

SCF543/11

Χαρακτηριστικά

Μιμείται τον ρυθμό θηλασμού του μωρού



Τα μαυρά ξέρουν πώς να θηλάζουν καλύτερα! Γ' αυτόν τον λόγο, το ηλεκτρικό hands-free θήλαστρο μιμείται τον φυσικό ρυθμό θηλασμού τους – ώστε να μπορείτε να βρείτε τον δικό σας ρυθμό για αποτελεσματική* άντληση και βέλτιστη παραγωγή γάλακτος. Με άντληση έως και 85 φορές το λεπτό, το hands-free θήλαστρο της Philips Avent είναι 2 φορές πιο γρήγορο από τα περισσότερα άλλα θήλαστρα**.

Μοτέρ νοσοκομειακής ισχύος




Το σχεδόν αθόρυβο μοτέρ προσφέρει την ισχύ νοσοκομειακού επιπέδου που περιμένετε από ένα παραδοσιακό θήλαστρο, αλλά σε μια μικρή φορητή μονάδα. Χάρη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία του, η ασύρματη μονάδα μοτέρ προσφέρει έντονη άντληση και διακριτικότητα παντού.

Μοναδικά επιθέματα SkinSense



Το μοναδικό επίθεμα στήθους από σιλικόνη SkinSense έχει σχεδιαστεί για απόλυτη άνεση, εφαρμόζοντας απαλά στο σχήμα του στήθους σας με τη βοήθεια της φυσικής θερμότητας του σώματός σας. Το επίθεμα στήθους είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, για απόλυτη ξεγνοιασιά.

Διαυγή συλλογή



Το διαφανές κύπελλο συλλογής προσφέρει ανεμπόδιση θέα στο εσωτερικό του. Σας βοηθά να τοποθετείτε σωστά τις θηλές σας για βέλτιστη παραγωγή γάλακτος και να παρακολουθείτε οπτικά τον όγκο του μητρικού γάλακτος. Για αξιόπιστη άντληση από την πρώτη σταγόνα μέχρι την τελευταία.

Εξαιρετικά ελαφρύ κύπελλο συλλογής



Το κύπελλο συλλογής ζυγίζει λίγο πάνω από 100 γραμμάρια όταν είναι άδειο - έως και 3 φορές πιο ελαφρύ από ένα πλήρως φορετό θήλαστρο. Το κύπελλο εφαρμόζει άνετα μέσα στο σουτιέν, χωρίς να διαγράφει σχεδόν καθόλου.

Φορέστε το όπως εσείς θέλετε



Το θήλαστρο διαθέτει πλεκτό κορδόνι μεταφοράς και κλιπ για τα ρούχα, ώστε να μπορείτε να φοράτε τη μονάδα μοτέρ χιαστί ή να τη συνδέετε στη ζώνη σας. Χάρη στη δυνατότητα να το φοράτε όπως εσείς θέλετε, μπορείτε να επικεντρωθείτε στην άντληση γνωρίζοντας ότι εσείς έχετε τον απόλυτο έλεγχο. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο σωλήνα και το ρυθμιστικό κορδονιού για να εξατομικεύσετε την εφαρμογή.


Hands-free

Μονό ηλεκτρονικό θήλαστρο

SCF543/11

Χαρακτηριστικά

Εξατομικευμένη άντληση



Αξιοποιήστε στο έπακρο κάθε συνεδρία άντλησης με 8 επίπεδα αναρρόφησης που διεγείρουν τη ροή γάλακτος και 16 επίπεδα αναρρόφησης για την άντλησή του. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ροή κατά την άντληση, ενώ χάρη στην αυτόματη απομνημόνευση της ιδανικής σας ρύθμισης, το θήλαστρό σας είναι πάντα έτοιμο για χρήση.

Εύκολο στον καθαρισμό και τη συναρμολόγηση



Σχεδιάσαμε το θήλαστρο και τα αξεσουάρ του ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά στη χρήση. Με ελάχιστα μόνο συνδετικά τμήματα, κάθε κύπελλο συλλογής αφαιρείται, καθαρίζεται (με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων), απολυμαίνεται και συναρμολογείται πανεύκολα.

Βρείτε τη σωστή εφαρμογή



Βοηθάμε κάθε μητέρα να νιώθει καλύτερα και η σωστή εφαρμογή παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Το εύρος μεγεθών των ψευδοθηλών και ενθεμάτων μας ταιριάζει στο 99% των μαμάδων. Διατίθενται για αγορά ξεχωριστά και σας προσφέρουν απόλυτη άνεση κατά την άντληση γάλακτος.

Προδιαγραφές

Ρεύμα

Πηγή: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία / USB-C (ο προσαρμογέας δεν περιλαμβάνεται)

Υλικό κατασκευής

Κύπελλο, μπροστινό κάλυμμα, κάλυμμα επιθέματος στήθους: Πολυπροπυλένιο
Επίθεμα στήθους, μεμβράνη, βαλβίδα, ένθεμα: Υγρό καουτσούκ σιλικόνης
Σωλήνας σιλικόνης: Σιλικόνη

Τι περιλαμβάνεται

Σακούλες μητρικού γάλακτος: 25 τεμάχιο
Κορδόνι μεταφοράς: 1 τμχ.
Επαναφορτιζόμενη μονάδα μοτέρ (με αποσπώμενο κλιπ): 1 τμχ.

Κύπελλο συλλογής (συναρμολογημένο): 1 τμχ.
Σωλήνες σιλικόνης: 1 τμχ.
Κάλυμμα επιθέματος θηλής (σκόνης): 1 τμχ.
Επιθέματα στήθους (21 χιλ., 24 χιλ.): 1 τεμάχια έκαστο
Μπιμπερό Natural Response 125 ml (4oz) (με θηλή μεγέθους Ροής 2): 1 τμχ.
Κάρτα προσδιορισμού μεγέθους θηλής: 1 τμχ.
Εξάρτημα επιθέματος θηλής (ένθεμα) 19 χιλ.: 1 τμχ.
Καλώδιο USB: 1 τμχ.

Ευκολία στη χρήση

Χρήση θήλαστρου: Εύκολη χρήση, απλό καθάρισμα και συναρμολόγηση

Λειτουργίες

Ευελιξία στην κίνηση: Άντληση χωρίς χέρια
Ρυθμίσεις εξατομικεύσης: Λειτουργία διέγερσης με 8 επίπεδα αναρρόφησης και λειτουργία άντλησης με 16 επίπεδα αναρρόφησης
Μοτέρ: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία / USB-C, Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας απαιτούνται έως και 1,5 ώρες και διαρκεί περίπου για 5 συνεδρίες άντλησης
Λεπτομέρειες για τα επιθέματα στήθους και τα ενθέματα: Διατίθενται διάφορα μεγέθη για βέλτιστη εφαρμογή

