

PHILIPS

Elülső kupak

Philips Avent

Mellszívók

Rózsaszín

CP2216



A gyűjtőpoharak és a motoregység csatlakoztatásához

Lent ellenőrizheti a kompatibilitást

Ez az elülső kupak a Philips Avent kéz nélkül használható elektromos mellszívó gyűjtőpoharait és a motoregység közötti csatlakozást rögzíti. A kényelmes fejés és szoptatás érdekében a kupak négy különböző helyzetbe forgatható.

Műszaki adatok

Cserélhető alkatrészek

Különböző terméktípusokhoz: SCD553, SCF439,
SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533,
SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

