

PHILIPS

Ventil

Philips Avent


Izdajalice

Ružičasta

Philips Avent električna izdajalica
za uporabu bez ruku (handsfree)

Preporučujemo redovitu provjeru
ventila izdajalice i njegovo
održavanje.

CP2203



Prenosi mlijeko iz dojke u čašicu za prikupljanje

Provjerite kompatibilnost u nastavku

Ovaj ventil održava vakuum i pomaže da izdojeno mlijeko prolazi od izdajalice do bočice. Ako je snaga usisavanja izdajalice slaba, provjerite je li ventil oštećen i potpuno zatvoren. Zamijenite ventil kako bi izdajalica pravilno radila.

Specifikacije

Dio koji se može zamijeniti

Odgovara modelima proizvoda: SCD553,
SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

