

# PHILIPS

## Cavo USB

### Philips Avent

Tiralatte

Compatibile solo con dispositivi  
con ricarica USB

Bianco

Lunghezza cavo: 125 cm

CP2212



## Cavo USB per la ricarica dei dispositivi

Verifica la compatibilità di seguito

Cavo USB per ricaricare efficacemente il tiralatte indossabile. Compatibile esclusivamente con il tiralatte elettrico indossabile Philips Avent. Utilizzare il cavo USB con un adattatore da 5 V/2 A o 10 W o un'altra fonte di alimentazione (power bank, prese USB a muro, ecc.).

# Specifiche

## Parte sostituibile

Compatibile con i modelli: SCD553, SCF531,  
SCF532, SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543,  
SCF547

