

PHILIPS

Szilikon cső

Philips Avent

Mellszívók

Áttetsző

1 db-os csomag

CP2211



Gyűjtőpoharak csatlakoztatása a motoregységhez

Lent ellenőrizheti a kompatibilitást

A szilikoncső a Philips Avent kéz nélkül használható elektromos gyűjtőpoharakat és a motoregységet köti össze. Ne vágjon le a csővekből, mert az növeli a szívóerőt, ami fájdalmat vagy kényelmetlen érzést okozhat, és csökkentheti a tejelválasztást.

Műszaki adatok

Cserélhető alkatrészek

Különböző terméktípusokhoz: SCD553, SCF439,
SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533,
SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

