

PHILIPS

AVENT



Essential

Single Electric Breast Pump



SCD323/20

Colectează-ți laptele fără efort

Pompa electrică de sân Philips Avent menține debitul de lapte la un nivel optim și se adaptează ușor la dimensiunea și forma ta. Rapid, confortabil și convenabil pentru fiecare mamă.

Personalizat


- Experiență personalizată, niveluri de setare 4 + 4
- Număr minim de piese și asamblare intuitivă
- Funcție de memorare
- Mic și compact
- Depozitarea igienică a laptelui matern

Delicat și confortabil

- Perniță moale și adaptivă din silicon


Repere

Experiență personalizată



Ajustează fiecare sesiune în funcție de necesitățile tale cu o gamă largă de setări pentru stimulare și extracție a laptelui. Pompa noastră de sân oferă 4 niveluri de stimulare și 4 niveluri de extracție a laptelui pentru o experiență personalizată.

Setare de memorie



Știi ce îți place? Pompa de sân reține automat ultimele setări folosite, așa că tot ce trebuie să faci este să te așezi confortabil și să apeși butonul de pornire.

Perniță moale, adaptivă, din silicon



O singură dimensiune. Pernița din silicon este flexibilă și se adaptează pentru a se potrivi mamelonului tău.

Mic și compact




Unitate motor mică și compactă

Ușor de curățat și asamblat



Sistemul nostru închis de extracție a laptelui împiedică intrarea laptelui în tuburi, astfel că ai mai puțin de curățat. De asemenea, numărul mai mic de piese permite reasamblarea extrem de ușoară.

Depozitarea sănătoasă a laptelui matern



Pungi ușor de utilizat, pre-sterilizate, de unică folosință, oferă depozitare sigură pentru laptele matern.

Specificații

Alimentare

Conexiune USB-C

Tensiune principală: 5 V și ≥ 1 A

Unitatea de alimentare nu este inclusă. Nu se poate încărca, utilizare numai cu cablu.

Material

0 % BPA*

Include

Pungi pentru lapte: 5 buc.

Unitatea motorului

Tub de silicon

Cablu USB-C

Biberon Natural (125 ml)

Kit de colectare a laptelui

Capac cu filet

Capac de închidere: 1 buc.

Tetină cu debit lent: 1 buc.

Tampoane pentru sâni: 4 buc.

