

# PHILIPS

Silikonska cijev

Philips Avent

Izdajalice

Prozirno

CP2211



## Povezuje čašice za prikupljanje s jedinicom motora

Provjerite kompatibilnost u nastavku

Silikonska cijev povezuje čašice za prikupljanje Philips Avent električne izdajalice za uporabu bez ruku (handsfree) s jedinicom motora. Nemojte podrezivati cijevi jer se time povećava razina usisavanja, što može uzrokovati bol ili neugodu i smanjiti proizvodnju mlijeka.

# Specifikacije

## Dio koji se može zamijeniti

Odgovara modelima proizvoda: SCD553,  
SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532,  
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

