

# PHILIPS

Diafragmă de silicon


Philips Avent

Pompe de sân

Roz

2 buc într-un pachet

CP2218



## Creează vidul necesar pentru colectare

Verifică compatibilitatea mai jos

Această diafragmă creează vidul necesar pentru colectarea laptelui matern. Pentru utilizare cu pompe de sân electrice hands-free Philips Avent.

# Specificații

## Piesă înlocuibilă

Se potrivește la tipurile de produs: SCD553,  
SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532,  
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

