

PHILIPS

USB-kabel

Philips Avent

Bröstpumpar

Kompatibel med endast USB-laddade enheter

Vit

Sladdlängd: 125 cm

CP2212



En USB-kabel för att ladda enheten

Kontrollera kompatibilitet nedan

En USB-kabel för att effektivt ladda pumpen för handsfreeanvändning. Endast kompatibel med Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning. Använd USB-kabeln med en 5 V/2 A- eller 10 W-adapter eller annan strömförsörjning (powerbanks, USB-vägguttag osv.).

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper: SCD553, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

