

PHILIPS

Silikonová
membrána


Philips Avent

Odsávačky

Růžová

2 ks v balení

CP2218



Vytváří podtlak potřebný k odsávání

Kompatibilitu zkontrolujte níže.

Membrána vytváří podtlak potřebný k odsávání mateřského mléka. Jedná se o příslušenství k elektrické odsávačce mléka Philips Avent bez nutnosti použití rukou.

Specifikace

Vyměnitelná část

Vhodné pro typy produktu: SCD553, SCF439,
SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533,
SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

