

PHILIPS

Przewód USB

Philips Avent

Laktatory

Zgodny tylko z urządzeniami
ładowanymi przez port USB.

Biały

Długość przewodu: 125 cm

CP2212



Przewód USB do ładowania urządzenia

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Przewód USB do skutecznego ładowania laktatora bez użycia rąk. Kompatybilny wyłącznie z elektrycznym laktatorem bez użycia rąk Philips Avent. Przewodu USB należy używać z adapterem 5 V/2 A lub 10 W lub innym źródłem zasilania (power bank, gniazdka ścienne USB itp.).

Dane techniczne

Część zamienna

Pasuje do produktów: SCD553, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

