

PHILIPS

AVENT



Essential

Kompaktowy laktator

Kompaktowy laktator przenośny
(waga 185g)

Uniwersalna nakładka
dostosowująca się do kształtu i
rozmiaru piersi

2-fazowy: stymulacja i odciąganie

4 poziomy stymulacji, 4 poziomy
odciągania pokarmu



SCD323/20

Bezproblemowe odciąganie pokarmu

Kompaktowy dwufazowy laktator elektryczny Philips Avent zapewnia optymalny wpływ pokarmu, delikatnie dopasowując się do rozmiaru i kształtu brodawki. Łączy szybkość, komfort i wygodę, spełniając potrzeby każdej mamy. Gwarancja jakości Philips.

Personalizacja

- 4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu
- Łatwe czyszczenie i składanie dzięki mniejszej liczbie elementów
- Rozpocznij sesję z automatycznie zapamiętanymi ustawieniami
- Kompaktowy i lekki laktator
- Woreczki do przechowywania pokarmu to bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki.

Delikatny i wygodny

- Miękką silikonową nakładką zapewnia maksymalny komfort


Zalety

Możliwość personalizacji ustawień



Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, korzystając z szerokiej gamy ustawień stymulacji i odciągania pokarmu. Laktator zapewnia 4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu, co pozwala dobrać sposób odciągania do własnych potrzeb i preferencji

Rozpocznij sesję z automatycznie zapamiętanymi ustawieniami



Funkcja pamięci automatycznie zapisuje ostatnie ustawienia stymulacji i odciągania, dzięki czemu możesz rozpocząć sesję jednym przyciskiem. Usiądź wygodnie, naciśnij Start i ciesz się komfortem.

Dopasowuje się idealnie do kształtu brodawki



Miękka i elastyczna nakładka silikonowa gwarantuje komfort w miejscach styku z piersią i brodawką, niezależnie od jej kształtu. Zapewnia delikatne, ale skuteczne przyssanie, dopasowując się do 99,98%**** rozmiarów piersi***.

Kompaktowy i lekki laktator




Laktator jest niezwykle mały i kompaktowy, dzięki czemu łatwo zabrać go ze sobą wszędzie. Waży zaledwie 185 g, co sprawia, że jest lekki i wygodny w użytkowaniu. Jego poręczna konstrukcja pozwala na komfortowe przechowywanie i łatwe używanie w każdej sytuacji. Idealny wybór dla mam, które cenią sobie mobilność i funkcjonalność.

Łatwe czyszczenie i składanie



Laktator został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie użytkowania. Minimalistyczna liczba elementów ułatwia zarówno składanie, jak i czyszczenie. Dzięki innowacyjnemu systemowi zamkniętego odciągania, mleko nie gromadzi się w rurce, co eliminuje konieczność jej mycia. Dodatkowo, kompaktowość i super lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie urządzenia

Woreczki do przechowywania pokarmu



Pojemne (180ml), wysterylizowane, szczelne torebki jednorazowego użytku zapewniają bezpieczne przechowywanie cennego mleka mamy. Można je przechowywać w lodówce lub zamrażarce.

Dane techniczne

Moc

Złącze USB-C

Napięcie sieci: 5 V i ≥ 1 A

Nie zawiera zasilacza. Brak możliwości ładowania, tylko działanie przewodowe.

Material

0% BPA*

Zawartość zestawu

Woreczki na mleko: 5 szt.

Część silnikowa

Silikonowa rurka

Przewód USB-C

Butelka Natural (125 ml)

Zestaw do odciągania pokarmu

Zakręcana pokrywka

Płytką zamykającą: 1 szt.

Smoczek z wolnym wypływem: 1 szt.

Wkładki laktacyjne: 4 szt.

