

PHILIPS

AVENT



ОСНОВЕН

Single Electric Breast Pump



SCD323/20

Изцеждайте без усилие

Електрическата помпа за кърма Philips Avent поддържа оптимален поток на кърмата и нежно се адаптира към размера и формата на зърната ви. Осигурена бърза и удобна употреба за всяка нова майка.

Персонализирани

- Персонализирана употреба, 4 + 4 нива на настройка
- Малко части и интуитивно настройване
- Функция за запаметяване
- Малък и компактен
- Здравословно съхранение на кърмата

Нежна и удобна

- Мека и адаптивна силиконова възглавничка


Акценти

Персонализирана употреба



Прецизно настройвайте всяка сесия за вашите нужди с широк набор от настройки за стимулиране и изцеждане. Нашата помпа за кърма предлага 4 нива за стимулиране и 4 за изцеждане за персонализирана употреба.

Настройка за памет



Знаете какво харесвате? Помпата за кърма автоматично запомня последните настройки, така че можете просто да седнете и да натиснете старт.

Мека адаптивна силиконова възглавничка



Един размер пасва на всички. Силиконовата възглавничка нежно се огъва и адаптира, за да пасне на зърното ви.

Малък и компактен




Малък и компактен моторен модул

Лесно почистване и настройване



Чрез нашата затворена система за изцеждане кърмата не остава в тръбите, за да има по-малко части за чистене. По-малкият брой части също така улеснява повторното сглобяване.

Здравословно съхранение на кърмата



Удобните, предварително стерилизирани торбички за еднократна употреба осигуряват безопасно и сигурно съхранение на ценната кърма на кърмещата майка.

Спецификации

Захранване

USB-C връзка

Мрежово напрежение: 5 V и ≥ 1 A

Захранващото устройство не е включено в комплекта. Няма вариант със зареждане, може да се използва само с кабел.

Материал

0% бисфенол-А*

Какво включва

Пликове за кърма: 5 бр.

Задвижващ блок

Силиконова тръба

USB-C кабел

Бутилка Natural (125 ml)

Комплект за изцеждане

Завинтващ се капак

Затваряща пластина: 1 бр.

Биберон с бавен поток: 1 бр.

Подложки за гърди: 4 бр.

