

PHILIPS

Valve

Philips Avent


Tire-lait

Rose

Philips Avent - Tire-lait électrique
mains libres

Nous vous recommandons de
vérifier régulièrement les valves
de votre tire-lait et de les
maintenir en parfait état.

CP2203



Pour transférer le lait maternel du sein au flacon de recueil

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Cette valve maintient l'aspiration et facilite le transfert du lait maternel du tire-lait vers le biberon. Si la puissance d'aspiration de votre tire-lait est faible, vérifiez si la valve n'est pas endommagée et veillez à ce qu'elle soit complètement fermée. Remplacez la valve pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: SCD553, SCF439,
SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533,
SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

