

PHILIPS

sonicare



Capete de periere
pentru periuța sonică

Sensitive

Curățare delicată și totodată
eficientă

Elimină de 10 ori mai multă placă
bacteriană*

Peri extra-moi



HX6058/87

Capăt de periere pentru dinți sensibili

Curățare delicată, dar eficientă, pentru dinți sensibili

Periază placa bacteriană într-un mod delicat, dar eficient, cu acest capăt de periere de la Philips Sonicare. Capătul de periere Sensitive face ca îndepărtarea plăcii bacteriene să pară fără efort, fiind blând cu dinții și gingiile. Bucură-te de o curățare zilnică excepțională.

Grijă pentru mediul înconjurător

- Fabricat 70% din bioplast
- Ambalaje reciclabile pe bază de hârtie

Ușor de utilizat

- Continuă să periezi cât mai bine cu mementourile BrushSync
- Se potrivește cu toate periuțele Philips Sonicare

Pentru dinți și gingii sensibile

- Peri ultra-moi || Pentru dinți și gingii sensibile
- Îndepărtează până la de 10 ori mai multă placă bacteriană în zonele greu accesibile*
- Tehnologie Sonicare dovedită || Pentru dinți și gingii sensibile
- Dovedit clinic că oferă o îngrijire orală eficientă || Pentru dinți și gingii sensibile

Sensitive

Capete de periere pentru periută sonică

HX6058/87

Repere

Peri ultra-moi



Curățarea temeinică poate fi totuși delicată pentru dinții și gingiile sensibile. Acest capăt de periere are un design unic, cu peri lungi, subțiri, ultra-moi, care asigură un periaj blând.

Spune adio plăcii bacteriene



Cu mai mult de 3.000 de peri, acest capăt de periere te ajută să îndepartezi până la de 10 ori mai multă placă bacteriană decât o periută de dinți manuală – chiar și în zonele greu accesibile.


Periaj Sonicare de încredere



Experimentează curățenia aleasă de milioane de persoane. Periutele de dinți Philips Sonicare curăță delicat, dar eficient și îți îngrijesc dinții și


gingiile cu până la 62.000 de mișcări de periere. Sonicare Fluid Action împinge fluidul adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiilor pentru a curăța.

Dovedit clinic



Toate capetele de periere Philips Sonicare sunt proiectate meticulos și testate clinic. Astfel, aveți siguranța că îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate, siguranță și performanță.

Atenționări de înlocuire



Știi că, după trei luni, capetele de periere devin mai puțin eficiente? Specialiștii dentari recomandă schimbarea regulată a capului de periere, de aceea periutele de dinți Philips Sonicare au tehnologia BrushSync. Acesta urmărește cât de des și cât de intens periezi, apoi îți reamintește să înlocuiești capul de periere când este timpul pentru unul nou.

Ușor de atașat




Acest capăt de periere este compatibil cu toate periutele de dinți electrice Philips Sonicare.** Se detașează ușor pentru înlocuire și curățare.

Bioplastic



Ne străduim să reducem utilizarea plasticului pe bază de combustibili fosili în produsele noastre. De aceea, 70% din plasticul utilizat la acest cap de periere este bio.***

Ambalaje pe bază de hârtie



Toate capetele noastre de periere sunt ambalate în ambalaje pe bază de hârtie, care pot fi reciclate acolo unde sunt disponibile facilități.

Sensitive

Capete de periere pentru periuta sonica

HX6058/87

Specificatii

Articol comercial de consum

Height: 23.05 cm
Width: 4.76 cm
Length: 6 cm
Net weight: 0.059 kg
Gross weight: 0.084 kg
GTIN: 8720689036887
Country of origin: DE
Harmonized system code: 96032100

Carton exterior

Height: 13.8 cm
Width: 24.8 cm
Length: 25.5 cm
Net weight: 0.59 kg
Gross weight: 1.045 kg
GTIN: 18720689036884

Palet

Height: 111.5 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
Net weight: 49.56 kg
Gross weight: 113.63 kg
GTIN: 68720689036889

Design si finisaj

Culoare: Alb
Rigiditatea perilor: Extra moale
Peri cu rol de reamintire: Culoarea albastra a perilor se estompeaza
Dimensiune: Standard
Recunoastere inteligenta a capului de periere

Pallet Layer

Height: 13.8 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Compatibilitate

Sistem capete de periere: Atașare printr-un clic
Nu este potrivit pentru: Philips One
Periute de dinti compatibile: Philips Sonicare

Articole incluse

Capete de periere: 8 capete S2 Sensitive

Calitate si performanta

Inlocuire: La fiecare 3 luni
Testat: pentru utilizare optima
Fabricat in: Germania
Beneficiu: Curatare delicata



* fata de o periuta manuala
* *Nu este compatibil cu manerele Philips One.
* **alocat acestui cap de periere pe baza echilibrului maselor.