

PHILIPS

Diaframma in
silicone


Philips Avent

Tiralatte

Rosa

Confezione da 2 pezzi

CP2218



Crea il vuoto necessario per l'estrazione

Verifica la compatibilità di seguito

Questo diaframma crea il vuoto necessario per estrarre il latte materno. Da utilizzare con i tiralatte elettrici indossabili Philips Avent.

Specifiche

Parte sostituibile

Compatibile con i modelli: SCD553, SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

