

PHILIPS

USB кабел

Philips Avent

Помпи за кърма

Съвместим само с устройства,
които се зареждат чрез USB

Бяло

Дължина на кабела: 125 см

CP2212



USB кабел за зареждане на вашето устройство

Проверете за съвместимост по-долу

USB кабел за ефективно зареждане на вашата помпа със свободни ръце. Съвместим само с електрическата помпа за кърма със свободни ръце Philips Avent. Използвайте USB кабела с 5 V/2 A или 10 W адаптер или друго електрозахранване (външни батерии, USB стенни контакти и още).

Спецификации

Сменяема част

За модели: SCD553, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

