

# PHILIPS

Silikonová hadička

Philips Avent

Odsávačky

Průsvitná

1 ks v balení

CP2211



## Propojení sběrných nádobek s motorovou jednotkou

Kompatibilitu zkontrolujte níže.

Silikonová hadička spojuje sběrné nádoby elektrické odsávačky bez nutnosti použití rukou Philips Avent s motorovou jednotkou. Hadičku nezkracujte, protože se tím zvyšuje úroveň sání, což by mohlo způsobit bolest, být nepříjemné nebo snížit tvorbu mléka.

# Specifikace

## Vyměnitelná část

Vhodné pro typy produktu: SCD553, SCF439,  
SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533,  
SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

