

PHILIPS

Kabel USB

Philips Avent

Prsne črpalke

Združljiv samo z napravami z
napajanjem prek vhoda USB

Bela

Dolžina kabla: 125 cm

CP2212



Kabel USB za polnjenje aparata

Spodaj preverite za združljivost

Kabel USB za učinkovito polnjenje prostoročne črpalke. Združljiv je samo z električno prostoročno prsno črpalko Philips Avent. Kabel USB uporabljajte z adapterjem 5 V/2 A ali 10 W ali drugim virom napajanja (polnilnimi postajami, stenskimi vtičnicami USB itd.).

Specifikacije

Zamenljiv del

Združljive vrste izdelkov: SCD553, SCF531,
SCF532, SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543,
SCF547

